

A-dec 2000



a/dec[®]



Na dużej, wygodnej tacce można umieścić wszystko, co jest potrzebne.

Zaprojektowano z myślą o Tobie

Aby się dowiedzieć, czego stomatolodzy wymagają od unitu – wystarczy zapytać. My zapytaliśmy. Unit A-dec 200 został skonstruowany tak, aby spełniać szczególne wymagania stomatologów i odzwierciedlać osobisty styl pracy każdego z nich. My rozumiemy, że liczy się każda minuta spędzona z pacjentem. Każdy detal ma znaczenie. Tak samo, jak Państwo, my też chcemy, aby Wasze gabinety były na możliwie najwyższym poziomie. Ich wyposażenie podkreśla umiejętności stomatologa i jakość świadczonych usług. Przekonacie się Państwo, że stylistyka oraz każdy detal w unicie A-dec 200 zostały zaprojektowane z myślą zwiększenia komfortu zabiegu.

Komfort pacjenta zapewnia miękka, bezszwowa tapicerka i dwuprzegubowy zagłówek.



Wytrzymała konstrukcja



W pełnym świetle. Opcjonalne lampy LED firmy A-dec zapewniają doskonałe oświetlenie, ergonomię oraz niski koszt eksploatacji.



Sprzęt musi pracować – kiedy Ty pracujesz. Dlatego właśnie firma A-dec zarządza procesem produkcyjnym tak, aby zapewnić stomatologom najtrwalszy, najbardziej niezawodny sprzęt. Przykładowo: Produujemy, testujemy i kwalifikujemy każdy siłownik do foteli, począwszy od surowca, aż do gotowego wyrobu. Produujemy również własne, wysokiej jakości przewody powietrzne i wodne. Nasze systemy produkcji są nieprzerwanie monitorowane, aby zapewnić im spełnianie norm jakościowych A-dec. Nabywając unit A-dec 200 otrzymujesz mocny, solidny unit przeznaczony do nieprzerwanego użytkowania przez wiele lat.





Rozwiązania do pracy

Unit A-dec 200 został zaprojektowany nie tylko do wieloletniej pracy, ale również do rozbudowy wraz z rozwojem Państwa praktyki. Na komfort pracy wpływają takie funkcje jak odporna na plamy spluwaczka, obracająca się w stronę pacjenta, teleskopowe ramię asysty zapewniające wygodę pracy stomatologowi pracującemu również solo, panel dotykowy sterujący pracą fotela, lampy i spluwaczki. Konstrukcja konsoli lekarza zapewnia możliwość zmiany jej wyposażenia w przyszłości. Dzięki temu, zarówno teraz jak i w przyszłości, korzystacie Państwo z najnowszych osiągnięć w technologii urządzeń dentystycznych.

- Obracana w 3-ch płaszczyznach głowica lampy pozwala na jej ustawianie pod najdogodniejszym kątem dla lekarza i pacjenta.
- Cztery programowalne położenia fotela zapewniają dodatkową elastyczność ustawiania pacjenta.
- Pojemna konsola pozwala na dodawanie / wymianę nowego osprzętu w miarę rozwoju Państwa gabinetu.
- Dwupozycyjny podłokietnik fotela i łamane siedzisko fotela zapewniają wygodę pacjenta.
- Gładka tapicerka sprzyja zachowaniu czystości powierzchni.





Konsola lekarza

Wszystko, co potrzebne do zabiegu jest pod ręką i dzięki temu zwiększa efektywność leczenia. Dostęp do końcówek będzie jeszcze lepszy, jeśli nastawny panel zostanie ustawiony pod najdogodniejszym kątem.

Panel dotykowy

Obsługuje fotel, lampę i spluwaczkę poprzez sterowanie dotykowe.

Ramię monitora

Ramię umożliwia wygodne ustawianie monitora nad pacjentem, co ułatwia konsultowanie przebiegu zabiegu i udzielanie pacjentowi wyjaśnień.



Ramię monitora.

Miska spluwaczki i blok spluwaczki centralny

Porcelanowa miska spluwaczki obraca się do położenia najdogodniejszego dla pacjenta. Łatwa do napełniania, 2-litrowa butelka zapewnia dopływ wody w trakcie wielu zabiegów. Pojemny blok spluwaczki może pomieścić dodatkowe podzespoły, takie jak separator amalgamatu i separator pompy ssącej.



Butelka do zamkniętego obiegu wody.

Tapicerka bezszwowa


Formowana podciśnieniowo, gładka tapicerka bez szwów ułatwia czyszczenie i konserwację.

Konsola asysty

Dzięki umieszczeniu na ramieniu teleskopowym, 3-pozycyjny panel asysty może być pozycjonowany w dogodnym miejscu względem pacjenta.



Pojedyńczy 3-pozycyjny panel asysty z opcjonalnym panelem dotykowym i dmuchawką.



Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.



Budujemy relacje

Główna siedziba firmy A-dec mieści się w Newberg, w stanie Oregon (USA), ale nasi klienci znajdują się na sześciu kontynentach – wszędzie, oprócz Antarktydy. Uczelnie i instytucje w ponad 75 krajach polegają na sprzęcie A-dec, który wytrzymuje ciężkie warunki nieprzerwanej codziennej pracy przez wiele lat. Wraz z produktami A-dec zyskujecie Państwo nie tylko pewność, że kupiliście sprzęt wysokiej jakości. Przez cały okres po sprzedaży i instalacji zapewniamy doradztwo i serwis techniczny. Lokalni dealerzy i serwis reagują na zgłaszane potrzeby, tak aby zapewnić płynność pracy. Nasze ponad 50-letnie doświadczenie pomoże w rozwoju Państwa praktyki. Zawsze czekamy na zapytania, a nawet pomysły na udoskonalenie naszych produktów; wystarczy do nas zadzwonić. Jesteśmy po to, aby pomóc Państwu odnieść sukces, ponieważ w A-dec nie tylko wytwarzamy sprzęt. Tworzymy wzajemne relacje.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie
Tel: +1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australii

Tel: 1.800.225.010 z Australii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 spoza Australii

A-dec China

Tel: +1.503.538.7478

A-dec Wielkiej Brytanii

Tel: 0800.ADEC.UK (2332.85) z Wielkiej Brytanii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



A-dec, logo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC i Radius są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline i reliablecreativesolutions są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zapoznania się z najnowszą ofertą oraz kolorystyką tapicerek zapraszamy do salonów autoryzowanych dystrybutorów firmy A-dec.