



F3
Monitor Płodu

F3

Monitor Płodu



O firmie Edan

Firma Edan jest firmą medyczną skupiającą swoje działania na poprawie jakości życia ludzi na całym świecie i dostarczającą wartościowe, innowacyjne usługi i produkty medyczne wysokiej jakości. Przez ponad 20 lat Edan opracowywał pionierskie linie rozwiązań dla medycyny, które przeznaczone są dla wielu rodzajów jednostek służby zdrowia:

- Diagnostyka EKG
- Diagnostyka USG
- Diagnostyka In-Vitro
- Monitory Pacjenta
- Testy ambulatoryjne
- Weterynaria
- Ginekologia / Położnictwo

Lekarze na całym świecie polegają na przełomowych rozwiązaniach medycznych i wsparciu klienta firmy Edan



Euromed Medical Solution sp. z o.o., sp. k.
ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań, tel. 61 843 90 59, 512 080 027
euromed@euromed.net.pl



POL-OB & GYN-F3-V3.4-20180807

© 2018 Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries, contact Edan for local availability.



F3

Monitor Płodu



Statyw jezdny

Mocowanie ścienne



Wiele trybów wyświetlania



Przełączając się między trzema trybami wyświetlania, użytkownik może wybrać najbardziej odpowiedni do sytuacji klinicznej.

Prosta obsługa




Klawisze funkcyjne i pokrętła zapewniają różne skróty ułatwiające pracę. Przycisk "start" może być skonfigurowany do wprowadzania danych pacjenta i rozpoczęcia druku. Upraszcza to przepływ pracy i pozwala wykorzystać tylko jeden przycisk.

Zapis danych na pamięci USB



F3 obsługuje interfejs USB, zapewniając większą pojemność pamięci, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem do elektronicznej archiwizacji danych.

Zarządzanie danymi



Za pomocą oprogramowania EDAN Insight można przesyłać zapisy KTG z aparatu do komputera w celu archiwizacji danych.



Opierając się na własnym języku projektowania, F3 otrzymał nagrodę iF Design Award za swoją kompaktowość oraz lekką i ergonomiczną konstrukcję.

Dzięki eleganckiemu wzornictwu, jasnemu kolorowemu ekranowi i zwiększonej funkcjonalności, monitor płodu F3 zaspokaja potrzeby oddziałów położniczych zarówno w przychodniach, jak i szpitalach. F3 jest niesamowicie lekki i przenośny, dzięki czemu nadaje się do ambulatoryjnej obsługi. Dzięki najnowszym technologiom firmy EDAN, F3 oferuje szeroki zestaw parametrów monitorujących, takich jak FHR, TOCO, DECG, IUP i ruch płodowy.

Wygodny do przenoszenia lub transportu

- Kompaktowy, przenośny i lekki
- Długotrwała bateria litowo-jonowa do wykorzystania ambulatoryjnego

Łatwy do odczytu i obsługi

- 5,6-calowy, składany kolorowy ekran TFT
- Duży wyświetlacz numeryczny i wyświetlanie trendów
- Prosta obsługa i silikonowe przyciski funkcyjne

Zaawansowana technologia wykrywania FHR

- Weryfikacja nakładających się sygnałów w celu rozróżnienia bliźniaków
- Wskaźnik jakości sygnału FHR pomaga zoptymalizować pozycję sondy

Elastyczne opcje drukowania

- Wbudowana drukarka termiczna
- Drukowanie na papierze o szerokości 150/152 mm
- Prędkość drukowania w czasie rzeczywistym 1/2/3 cm / min
- Szybkość drukowania 15 mm / s dla śladów historii

Wszechstronne zarządzanie danymi

- 60 godzin wbudowanej pamięci monitorowania
- Sieć MFM-CNS do zdalnego monitorowania
- Oprogramowanie Insight do zarządzania danymi na PC
- Port USB do zwiększenia pojemności