

- Wytrzymały i odporny na zagięcia
- Elektroniczny przesył obrazu bez użycia światłowodu
- Technologia przeciwmgielna
- Zintegrowany system oświetlenia LED i kamery video
- Technologia „Chip on the Tip”
- 10" Ekran dotykowy TFT LCD wysokiej rozdzielczości
- Zewnętrzna średnica końcówki dystalnej od 2.8 do 3.8mm
- Wygięcie końcówki dystalnej G180°/D130°
- Długość robocza 365mm
- Archiwizacja zdjęć oraz filmów
- Złącze USB oraz mini-HDMI
- Regulacja natężenia światła



## Parametry techniczne

Nasofaryngoskop	E30-2.8	E30-3.8
Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej	2.8 mm	3.8 mm
Zakres wygięcia końcówki dystalnej	G180° /D130°	
Długość robocza	365 mm	
Pole widzenia	90°	
Głębina ostrości	3-50 mm	
Wielkość i rodzaj monitora	Ekran dotykowy 10" TFT LCD	
Rozdzielczość obrazu	1280x800	
Pamięć wewnętrzna	8 GB	
Funkcja zdjęcia filmy	✓	
Balans Bieli	✓	
Oświetlenie	LED	

**WIDEOENDOSKOP  
E30**

