

## Babytherm® 8004/8010 Inkubatory otwarte

Generacja inkubatorów otwartych Babytherm® wyznacza standardy w dziedzinie otwartej terapii cieplnej, nie tylko zapewniając optymalne ogrzewanie, ale także oferując wyjątkową łatwość dostępu, co zapewnia małym pacjentom najlepszą możliwą opiekę. Babytherm® jest stanowiskiem intensywnej opieki noworodkowej, dedykowanym do prowadzenia terapii cieplnej zarówno pacjentów terminowych, jak i urodzonych przedwcześnie.



## Zalety

---

### Optymalna termoregulacja

Zadaniem Babytherm jest zapewnienie noworodkowi optymalnego środowiska termoneutralnego, czyli niedopuszczenie do stresu termicznego wynikającego z przegrzania lub wyziębienia. Ceramiczne elementy ogrzewające oraz specjalne złote reflektory zapewniają równomierne ogrzewanie całej powierzchni materacyka, dzięki czemu noworodek zawsze będzie prawidłowo ogrzewany, niezależnie od ułożenia na materacyku. Zintegrowany podgrzewany materac żelowy zapewnia efektywne i stałe ogrzewanie dziecka. Możliwość jednoczesnej obserwacji temperatury centralnej oraz obwodowej zapewnia przejrzystą informację o stabilności temperatury pacjenta, co ułatwia szybkie wykrywanie stresu termicznego.

---

### Łatwość użycia

Projektując inkubatory Babytherm staraliśmy się stworzyć możliwie najbardziej optymalne stanowisko pracy, charakteryzujące się przede wszystkim funkcjonalnością. Panel sterowania, umieszczony bezpośrednio pod promiennikiem, jest dostępny z dowolnej strony inkubatora, dzięki czemu zmiana ustawień jest wyjątkowo łatwa i wygodna. Kolejną zaletą panelu sterowania jest przejrzystość wyświetlanych informacji, prezentowanych na dużym, jasnym wyświetlaczu, widocznym z każdej strony. Umieszczona na końcu promiennika lampka sygnalizacyjna pozwala na szybkie zlokalizowanie alarmującego inkubatora, również gdy personel znajduje w innej części pomieszczenia. Zrozumiałe komunikaty alarmowe wyświetlane na panelu sterowania pozwalają na szybkie usunięcie przyczyny alarmu. Elektryczna regulacja wysokości, umożliwiająca wygodną pracę przy inkubatorze niezależnie od wzrostu osoby prowadzącej opiekę oraz obustronnie dostępne szafki, które zapewniają dodatkowe miejsce na przechowywanie wszelkich akcesoriów, tworzą ergonomiczne stanowisko pracy.

---

### Synergia systemów

Wraz z inteligentną konstrukcją systemów architektonicznych, zaawansowanym monitorowaniem pacjenta oraz łagodną wentylacją noworodka, inkubator Babytherm tworzy zintegrowane ergonomiczne stanowisko pracy. Integracja informacji ze wszystkich urządzeń medycznych na stanowisku opieki zapewnia najwyższą optymalizację pracy dzięki minimalizacji błędów oraz oszczędności czasu podczas prowadzenia podstawowych procedur.

---

### Nieprzerwane ogrzewanie pacjenta

Mechanizm SmartSWIVEL zapewnia ciągłe równomierne ogrzewanie pacjenta, również po odsunięciu promiennika w celu poszerzenia pola dostępu do pacjenta. W rezultacie dziecko nie jest narażone na stres związany z wychłodzeniem podczas wykonywania zdjęć RTG lub innych procedur wymagających wolnej przestrzeni bezpośrednio nad łóżeczkiem.

---

### Developmental Care

Inkubator Babytherm, tak jak pozostałe produkty firmy Dräger, został przystosowany do prowadzenia opieki zgodnej z założeniami Developmental Care, zapewniając – dzięki funkcji SmartSWIVEL – ciągłe ogrzewanie

## Zalety

pacjenta, niezależnie od ułożenia promiennika. Dwa czujniki z długimi przewodami zapewniają precyzyjny pomiar temperatury skóry również w czasie kangurowania. Oświetlenie diagnostyczne wyposażone jest w ustawienie dzienne oraz nocne. Dwa poziomy jasności zapewniają prawidłowe oświetlenie łóżeczka o każdej porze. Umieszczona centralnie na promienniku lampka alarmowa pozwala na łatwe rozpoznanie alarmującego inkubatora, a dzięki umiejscowieniu jej w oddaleniu od pacjenta oraz zastosowaniu systemu narastającej głośności alarmów, stres pacjenta wynikający z silnych bodźców zewnętrznych zostaje zmniejszony.

## Akcesoria



D-50637-2012

### Lampa diagnostyczna Dräger VarioLux®

Lampa Dräger VarioLux®, specjalnie zaprojektowana do stosowania na noworodkowych oddziałach intensywnej terapii, zapewnia zimne, wysoce wydajne oświetlenie o regulowanej intensywności. Urządzenie – przygotowane do obsługi jedną ręką – wyposażone jest w funkcje regulacji temperatury barwowej oraz intensywności oświetlenia.



D-7384-2009

### Akcesoria do opieki nad noworodkami

Akcesoria firmy Dräger do wentylacji noworodków i terapii cieplnej umożliwiają delikatną oraz efektywną wentylację, zmniejszając poziom stresu i wspomagają rozwój noworodków. Dla najmniejszych pacjentów został zaprojektowany szeroki zakres akcesoriów.

## Dane techniczne

BABYTHERM	8010	8004
<b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b>		
Mechanizm SmartSWIVEL	•	•
Ręczna regulacja mocy	•	•
Automatyczna regulacja temperatury skóry	•	•
Oświetlenie dzień / noc	•	•
Alarm centralny	•	•
Monitorowanie ThermoMonitoring™	•	•
Komunikaty tekstowe	•	•
Nachylenie materacyka	•	•
Ścianki wewnętrzne (7 cm)	•	•
Podgrzewany materacyk żelowy	•	
Szuflada na kasety RTG	•	•
<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE</b>		
Zintegrowana lampa do fototerapii	•	•
Regulacja wysokości	•	•
Złącze RS-232	•	•
Szuflady	•	•
Wolnostojąca lampa do fototerapii		

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.

Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks), aby uzyskać informacje na ten temat.

**CENTRALA**  
 Drägerwerk AG & Co. KGaA  
 Moislinger Allee 53–55  
 23558 Lubeka, Niemcy  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**POLSKA**  
 Dräger Polska Sp. z o.o.  
 ul. Sułkowskiego 18a  
 85 - 655 Bydgoszcz  
 Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)  
 Fax +48 52 346 14-37  
[info.polska@draeger.com](mailto:info.polska@draeger.com)

**Producent:**  
 Drägerwerk AG & Co. KGaA  
 Moislinger Allee 53–55  
 23558 Lubeka, Niemcy

Znajdź lokalnego  
 przedstawiciela  
 handlowego na stronie:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

