



Specyfikacja techniczna:

- Korpus 6-kanalowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9002 .
- Pokrywa frontowa, tylna, górna oraz dolna malowany proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL.
- Od frontu 2 pionowe rury montażowe.
- Wysokość konsoli: 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm.
- Głębokość konsoli z rurami montażowymi: 348 mm .
- Szerokość konsoli: 270 mm.

Wyposażenie opcjonalne:

- Systemy punktów poboru gazów medycznych i próżni: AGA / DIN / BS / AFNOR.
- Gniazda elektryczne: Schuko / Legrand / BS / inne.
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 kategoria 5e lub wyższa .
- Systemy przyzywowe różnego rodzaju / producenta.
- Półki, szyny, wysięgniki kroplówek, kosze na dreny bądź materiały opatrunkowe.
- Oświetlenie LED na ramieniu lub pod konsolą kolumny.
- Opcja kolumny rurowej.

Wyposażenie przykładowe dla kolumny anesteziologicznej:

1. Punkty poboru gazów medycznych: 2xO₂, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS.
2. Gniazda elektryczne IP 44: 8 szt. (230V/50Hz).
3. Gniazda ekwipotencjalne: 8 szt.
4. Gniazda RJ45 kategoria 6a: 2 szt.
5. Rura nośna do zawieszania pomp infuzyjnych.
6. Półka z szynami bocznymi typu DIN 25x10mm: 1 szt.



Nazwa produktu

LUNAcompact

Kolumna sufitowa
Wersja: 20161227PL

Kontakt:

handlowy@inmed.pl
+71 398 02 11 (12)

www.inmed.pl



INMED-Karczewscy
Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kwiatowa 32a
55-330 Krępice