

Specyfikacja		Jednostka miary	CAROCare-premium
Rodzaj produktu:		-	Most zasilający
Długość:		mm	Min 1600 Max 2800
Szerokość		mm	370
Wysokość:		mm	240
Rodzaj profilu:		N/A	ośmiobok
Ładowność wózków:		kg/(lbs)	100/(220)
Ładowność półek:		kg/(lbs)	50/(110)
Obrotowość pozioma wózków:		°	360
Rodzaj mocowania:		-	Za pomocą dwóch ramion do sufitu
Kolor		-	RAL 9002
Światło	Światło ogólne:	W	2 x 54 W/ opcjonalnie 2 x 36 W
	Światło miejscowe:	W	1 x 36 W
	Światło nocne:	W	3 W
	Bezpieczeństwo:	-	Zgodnie z EN 60601-1: 2006, EN ISO 11197, HTM 02-01
Produkt medyczny:		-	Klasa IIb