


Szpatułki laryngologiczne



Szpatułki laryngologiczne przeznaczone do wykonywania badań jamy ustnej u dzieci i dorosłych. Produkowane z nietoksycznego i wytrzymałego mechanicznie tworzywa (polistyren lub polipropylen) w szerokiej gamie kolorystycznej.

Oferta obejmuje szpatułki w różnych kształtach i wielkościach.

SP-01 – Szpatułka o klasycznym prostym kształcie i zaokrąglonych końcach przeznaczona głównie do wykonywania badań u dzieci. Produkowana w szerokiej gamie kolorystycznej (standardowo biały kolor). Możliwość wykonania nadruku jednokolorowego na powierzchni szpatułki.

SP-02 – Szpatułka o klasycznym prostym kształcie i zaokrąglonych końcach przeznaczona do wykonywania badań u dorosłych. Produkowana w szerokiej gamie kolorystycznej (standardowo biały kolor). Możliwość wykonania nadruku jednokolorowego na powierzchni szpatułki.

SP-03 – Szpatułka laryngologiczna przeznaczona do przeprowadzania badań u dzieci i dorosłych. Posiada wyprofilowany ergonomiczny kształt charakteryzujący się wygięciami zakończeń szpatułki w przeciwnych kierunkach. Odpowiedni stopień wygięcia ułatwia przeprowadzenie badania przez odpowiedni dociski powierzchni języka a także ułatwia dokładniejszą kontrolę jamy ustnej. Dzięki zróżnicowanej wielkości zakończeń szpatułki możliwe jest użycie szpatułki podczas badania dzieci i dorosłych co wpływa na jej uniwersalność. Odpowiednio dobrana sztywność materiału i kształt szpatułki zapewniają elastyczność przy jednoczesnym zminimalizowaniu możliwości jej uszkodzenia podczas badania. Wysoka przezroczystość wyrobu nie powoduje ograniczenia pola widzenia wewnątrz jamy ustnej. Zmatowienie środkowej części szpatułki ułatwia jej trzymanie podczas badania ograniczając ślizganie się palca po jej powierzchni.

Produkt	Wymiary	Symbol	Opakowanie	Karton
Szpatułka laryngologiczna mała	16 x 152 mm	SP-01	50	2000
Szpatułka laryngologiczna duża	21 x 185 mm	SP-02	50	2000
Szpatułka laryngologiczna profilowana	15-26 x 153 mm	SP-03	50	2000



Zakład Produkcyjno-Handlowy
ul. Stroma 19-21, 85-158 Bydgoszcz
tel. 52 373-17-56 fax 52 373-04-82
e-mail: sanmed@sanmed.com.pl

www.sanmed.com.pl