

Dwusekcyjne mechaniczne łóżko szpitalne

# ADAM EKO



 **KLAROMED**

## ŁÓŻKO "ADAM EKO"



### WYMIARY:

	[mm]
Wymiar leża: szerokość x długość:	900 x 1985
Szerokość całkowita:	1050
Długość całkowita:	2162
Wysokość szczytu nad leżem:	510
Wysokość leża od poziomu ziemi	
Możliwość regulacji wysokości leża za pomocą zmiany długości nóg, do których przykręcone są koła:	452

### WAGA CAŁEGO ŁÓŻKA

Rama głowy:	
Rama nóg:	17,1 (kg)
Szczyt:	16 (kg)
Poręcz (h85mm – komplet):	8,8 (kg)
Wysięgnik:	11,20 (kg)
Koła (4 – komplet):	6,30 (kg)
	6,25 (kg)

### WAGA CAŁEGO ŁÓŻKA

Waga łóżka (łóżko + poręcz + wysięgnik)	74,45 (kg)
---	------------

### CHARAKTERYSTKA :

- Łóżko lakierowane proszkowo na biało
- Leże 2-sekcyjne sterowane mechanicznie
- Obciążenie robocze bezpieczne: 215kg
- Szczyty stałe wypełnione płytą
- Kolor płyty do wyboru
- Odbojniki w czterech narożnikach
- Cztery koła z niezależnymi hamulcami
- Składane barierki boczne (opcja)
- Wysięgnik pacjenta (opcja)
- Statyw do kroplówki chromowany (opcja)
- Materac gąbkowy o grubości 12 cm (opcja)
- Pokrowiec paroprzepuszczalny, zmywalny

# ŁÓŻKO "ADAM EKO"

## RUCHOMA SEKCJA PLECÓW



### ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RUCHOMYMI SEKCJAMI LEŻA

Maksymalny kąt pomiędzy sekcją pleców a sekcją leża:  $75 (\pm 2^\circ)$



KLAROMED Sp. z o. o.  
ul. Sobieskiego 123  
05-070 Sulejówek  
klaromed@klaromed.pl  
www.klaromed.pl

