

ŁÓŻKO NA KOLUMNACH ŁUKASZ

WYPRZEDAŻ
POWYSTAWOWA



Zdjęcie poglądowe

~~10 505,00~~
7 245,00 netto
+ szafka gratis

4- sekcyjne (3 ruchome) łóżko oparte na kolumnach, z elektryczną regulacją wysokości, regulacją Trendelenburga/Anty-Trendelenburga, CPR oraz pozycją kardiologiczną

Wyposażenie:

- Wyjmowane szczyty z odpornej na wilgoć i środki dezynfekcyjne płyty HPL (łatwo wyjmowana płyta HPL), szczyt ze stali kwasoodpornej
- Składane barierki, na długości $\frac{3}{4}$ leża, wykonane ze stali nierdzewnej
- Cztery pojedyncze, antystatyczne koła o średnicy 125 mm z centralnym hamulcem
- Pilot
- Panel sterowania
- Akumulator
- CPR po obu stronach łóżka
- Komplet 4 plastikowych, okrągłych odbojników
- 2 uchwyty do statywów kroplówek
- Materac dopasowany do rozmiarów w pokrowcu, antystatycznym, nieprzepuszczalnym dla wszelkich płynów, z możliwością prania w 90°C.

Dane techniczne:

Wymiary całkowite:

2100x960 mm

Wymiary leża:

1980x820 mm

Regulacja wysokości:

450-850 mm

Regulacja sekcji pleców: 0-70°

Regulacja sekcji ud: 0-45°

Trendelenburg/Anty-Trendelenburg:
+/- 17°

Bezpieczna nośność: 230kg



Producent :

+ KLAROMED

KLAROMED Sp. z o. o.

ul.Sobieskiego 123

05-070 Sulejówek

klaromed@klaromed.pl www.klaromed.pl