

Fotel opiekuna



Zdjęcie poglądowe

Rama wykonana z profili stalowych pokrytych epoksydowym lakierem proszkowym.
Siedzisko, oparcie, podnóżek z wypełnieniem piankowym tapicerowane materiałem winylowym.
Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV.
Możliwość wyboru koloru tapicerki.

Parametry techniczne:

Szerokość: 670 mm

Długość: 670 mm

Wysokość: 430 mm

Wymiary po rozłożeniu: 1900x670 mm



KLAROMED Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 123 05-070 Sulejówek

tel.: +48 22 299 30 40 fax: +48 22 783 16 41

e-mail: klaromed@klaromed.pl

www.klaromed.pl