




Anestetyczne maski twarzowe ClearLite™

Przejrzysta wizja przyszłości 




Anestezja ▪ Anestetyczne maski twarzowe

Anestetyczne maski twarzowe ClearLite™

Linia anestetycznych masek twarzowych obejmuje siedem rozmiarów masek i spełnia wymagania kliniczne wszystkich typów i rozmiarów twarzy pacjenta. Maski są dostępne w rozmiarach od 0 dla noworodków do 6 dla osób dorosłych. Dzięki poprawionemu kształtowi anatomicznemu maska ClearLite oferuje wyjątkową szczelność przy niewielkim

nacisku, ograniczając ryzyko niepotrzebnego dyskomfortu i urazów. Wyjątkowy mankiet ułatwia klinicyście optymalną wentylację pacjenta w sytuacjach nagłych i przy anestezji.

Maska ClearLite nie zawiera PVC i ftalanów, w znacznym stopniu ograniczając wpływ na środowisko naturalne. 

Lekka konstrukcja

Łatwe dopasowanie i komfort użycia przez lekarzy

Anatomiczny kształt

Precyzyjne dopasowanie do różnych typów i rozmiarów twarzy pacjenta. Niewielki nacisk zapewnia skuteczne uszczelnienie i ogranicza ryzyko przypadkowych urazów i uszkodzenia nerwów

Przezroczysty korpus

Doskonała przejrzystość ułatwiająca ocenę prawidłowej perfuzji pacjenta

Zmniejszona objętość maski

mała objętość ogranicza ryzyko oddychania zwrotnego oraz ryzyko związane z wysokim poziomem CO₂ oddechowego



Bezpieczne i pewne połączenie

Optymalne połączenie pomiędzy maską a stosowanym systemem wspomagającym oddychanie. Łącznik stożkowy ISO 22 mm zgodny z normą ISO 5356

Ograniczenie odpadów

Są dostępne maski bez pierścienia mocującego.

Elastyczny mankiet uszczelniający niewymagający napelniania


Zapewnia komfortowe i prawidłowe uszczelnienie

Kody kolorowe















Komfortowe, elastyczne mankiety w różnych kolorach ułatwiają szybką i łatwą identyfikację prawidłowego rozmiaru

Niewielki wpływ na środowisko naturalne

Maski nie zawierają PVC i ftalanów

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com



Kod	Bez pierścienia mocującego	Opis	Ilość w opakowaniu
 7296000	7296001	ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 6, bardzo duża, osoby dorosłe, czerwony mankiet, 22F	20 
 7295000	7295001	ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 5, duża, osoby dorosłe, pomarańczowy mankiet, 22F	35 
 7294000	7294001	ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 4, osoby dorosłe, zielony mankiet, 22F	35 
 7293000	7293001	ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 3, mała, osoby dorosłe, żółty mankiet, 22F	35 
 7292000	7292001	ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 2, dzieci, biały mankiet, 22F	25 
 -	7291000	ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 1, niemowlęta, szary mankiet, bez pierścienia mocującego, 15M	30 
 -	7290000	ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 0, noworodki, niebieski mankiet, bez pierścienia mocującego, 15M	40 

Dowiedz się więcej



Nasz wyłączny dystrybutor w Polsce, Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa
T: +48 695 592 286 F: +48 691 100 018 dok@promed.com.pl www.intersurgical.com



Producent Intersurgical Ltd jest certyfikowany ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 oraz ISO 14001:2015

Pomyśl zanim wydrukujesz

Oszczędzaj energię i papier.
Jeśli musisz wydrukować niniejszy dokument, wydrukuj go dwustronnie.

IS5.31 • Wydanie 1 09.18