

## URZĄDZENIE DO POMPOWANIA BALONÓW ROZSZERZAJĄCYCH

*Wysoka jakość - Bezpieczeństwo pacjenta*



Jednorazowe urządzenie pompujące do balonów firmy **MICRO – TECH** wyprodukowane w USA to gwarancja jakości oraz bezpieczeństwa pacjenta. Płynne działanie, równomierny wzrost ciśnienia oraz dokładny wskaźnik gwarantują, że zabieg poszerzania zwięzienia w układzie pokarmowym z użyciem balonu przebiegnie płynnie i bez problemów. Urządzenie posiada blokadę, która zapewnia utrzymanie równego ciśnienia tak długo jak będzie to potrzebne.

Charakterystyka:

- Równomierny wzrost ciśnienia
- Pojemność 60 Ml.
- Ciśnienie 15 ATM.
- Wbudowana blokada
- Wskaźnik ciśnienia
- Posiada certyfikat CE
- Wyprodukowane w USA

**Kod produktu : # 96481**