

# Univox® Pętla indukcyjna na szyję

Podłącz do wyjścia audio 3,5mm -  
słuchaj przez swój aparat słuchowy



## Cechy

- Łatwa w użyciu
- Współpracuje ze wszystkimi typami i markami aparatów słuchowych wyposażonych w tryb T.
- Możliwość podłączenia do wielu źródeł dźwięku z wyjściem audio 3,5mm
- Możliwość podłączenia przez adapter do wyjścia pętli indukcyjnej
- Niska waga dla wysokiego komfortu użytkowania
- Dyskretna czarna
- Kabel o dł. 55cm
- Złącze: wtyk 3,5mm, 5 Ohm

## Łatwy w użyciu - wysoki komfort noszenia

Pętla indukcyjna na szyję została opracowana w celu umożliwienia osobom słabosłyszącym, odbierania przez swój aparat słuchowy sygnału pochodzącego z różnych urządzeń audio takich jak: systemy dla przewodników, odbiorniki radiowe, odtwarzacze Mp3, komputery, jak również same wzmacniacze pętli indukcyjnych. Pętlę indukcyjną na szyję można łatwo podłączyć do wyjścia audio 3,5 mm tak jak parę zwykłych słuchawek. Jest ona noszona na szyi na zewnątrz ubrania. Gdy tryb T jest włączony w aparacie słuchowym, sygnał audio jest indukcyjnie przenoszony do niego.

Pętla indukcyjna na szyję nie wymaga baterii. Jej długość to 55 cm, co pozwala na podłączenie jej do urządzenia, które może znajdować się w kieszenie lub być przypięte w etui do paska. Pętla indukcyjna na szyję Univox jest bardzo prostym produktem wartym swojej ceny, zapewniającym wysoką jakość przesyłanego sygnału.

Numer katalogowy	Opis
283101	Pętla indukcyjna na szyję Univox, wtyk 3,5mm, kabel 55cm, czarny
283105	Pętla indukcyjna na szyję Univox, adapter 283102
Akcesoria 283102	Adapter, wtyk 3,5mm do wtyku 2 pinowego DIN, 10m, szary
281005	Przedłużacz, wtyk 3,5mm, 3m, czarny
281006	Przedłużacz, wtyk 3,5mm, 6m, czarny



Hearing excellence since 1965

Oficjalny dystrybutor:

**NOVATEL**

ul. Turystyczna 1 / 9  
43-155 Bieruń  
tel: +48 32 201 17 04  
fax: +48 32 201 15 11  
e-mail: novatel@novatel.pl  
www.novatel.pl

**univox**  
BY EDIN