



Novilog

Call event reporting

Novilog

Generator raportów



Serwer Novilog: Generator raportów



<-- Choose a report..



Oprogramowanie służące do rejestracji oraz raportowania zdarzeń i zadań odbywających się w pokoju lub grupie pokoi. Rozróżnialne jest 6 rodzajów raportów:

- Szczegóły dot. pokoju
- Podsumowanie pokoju
- Ogólne zestawienie chronologiczne pokoju
- Ogólne zestawienie chronologiczne na grupę pokoi
- Czas interwencji
- Podsumowanie czasów interwencji

Stabilność:

- Automatyczne wznowienie po zaniku zasilania
- Moduł bezpośrednio podłączany do sieci ethernet
- Zabezpieczona baza danych (hasło)
- Statyczny adres IP lub nazwa DNS powinien być dostępny

Łatwość w obsłudze:

- Logowanie przez przeglądarkę dla użytkowników i administratora
- Łatwe zarządzanie pokojami, personelem oraz zadaniami
- Możliwość wydruku i eksportu (Word, Excel, rft, pdf)
- Dostępne różne języki interfejsu
- Dostępność i możliwość generacji raportu poprzez przeglądarkę jednocześnie z wielu miejsc.