


# Rynologia

## Jednorazowe kaniule ssące do rynchirurgii

Istnieje możliwość konfigurowania własnych zestawów. (minimalne zamówienie: 150 zestawów).

- Kontrola ssania
- Niebieska końcówka
- Atraumatyczna, zaokrąglona końcówka
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Pakowana pojedynczo, sterylna

Art. nr	Długość	Średnica Ø	Opakowanie
3012020	125 mm	2,0 mm	50 sztuk
3012030	125 mm	3,0 mm	50 sztuk
3012040	125 mm	4,0 mm	50 sztuk
3014030	150 mm	3,0 mm	50 sztuk
3014040	150 mm	4,0 mm	50 sztuk
3016020	165 mm	2,0 mm	50 sztuk
3016030	165 mm	3,0 mm	50 sztuk
3016035	165 mm	3,5 mm	50 sztuk
3016040	165 mm	4,0 mm	50 sztuk



**Zapoznaj się z ofertą jednorazowych kaniul ssących do otolaryngologii (rozdział Otolologia).**

