



Tytanowe implanty, całkowite, Ø 0,3 mm

- Pojedynczo pakowane
- Produkowane z jednego kawałka tytanu
- Doskonała stabilizacja
- Duży wybór długości
- Regulowana pozycja głowicy (oprócz implantów o dł. 3 mm)

Głowica centralna

Art. nr	Długość	Opakowanie
11930	3,0 mm	1 sztuka, sterylny
11935	3,5 mm	1 sztuka, sterylny
11940	4,0 mm	1 sztuka, sterylny
11942	4,25 mm	1 sztuka, sterylny
11945	4,5 mm	1 sztuka, sterylny
11947	4,75 mm	1 sztuka, sterylny
11950	5,0 mm	1 sztuka, sterylny
11955	5,5 mm	1 sztuka, sterylny
11960	6,0 mm	1 sztuka, sterylny
11965	6,5 mm	1 sztuka, sterylny
11970	7,0 mm	1 sztuka, sterylny



Głowica offsetowa

Art. nr	Długość	Opakowanie
11830	3,0 mm	1 sztuka, sterylny
11835	3,5 mm	1 sztuka, sterylny
11840	4,0 mm	1 sztuka, sterylny
11842	4,25 mm	1 sztuka, sterylny
11845	4,5 mm	1 sztuka, sterylny
11847	4,75 mm	1 sztuka, sterylny
11850	5,0 mm	1 sztuka, sterylny
11855	5,5 mm	1 sztuka, sterylny
11860	6,0 mm	1 sztuka, sterylny
11865	6,5 mm	1 sztuka, sterylny
11870	7,0 mm	1 sztuka, sterylny




Otologia

Tytanowe Implanty, częściowe, Ø 0,3 mm

- Pojedynczo pakowane
- Produkowane z jednego kawałka tytanu
- Doskonałe pozycjonowanie
- Duży wybór długości
- Głowica centralna lub offsetowa

Głowica centralna z pełną podstawą

Art. nr	Długość robocza	Opakowanie
12905	0,5 mm	1 sztuka, sterylne
12910	1,0 mm	1 sztuka, sterylne
12912	1,25 mm	1 sztuka, sterylne
12915	1,5 mm	1 sztuka, sterylne
12917	1,75 mm	1 sztuka, sterylne
12920	2,0 mm	1 sztuka, sterylne
12922	2,25 mm	1 sztuka, sterylne
12925	2,5 mm	1 sztuka, sterylne
12930	3,0 mm	1 sztuka, sterylne
12935	3,5 mm	1 sztuka, sterylne



długość robocza / długość całkowita

Głowica centralna ze szczelinową podstawą

Art. nr	Długość robocza	Opakowanie
12705	0,5 mm	1 sztuka, sterylne
12710	1,0 mm	1 sztuka, sterylne
12712	1,25 mm	1 sztuka, sterylne
12715	1,5 mm	1 sztuka, sterylne
12717	1,75 mm	1 sztuka, sterylne
12720	2,0 mm	1 sztuka, sterylne
12722	2,25 mm	1 sztuka, sterylne
12725	2,5 mm	1 sztuka, sterylne
12730	3,0 mm	1 sztuka, sterylne
12735	3,5 mm	1 sztuka, sterylne



Implanty częściowe ze szczelinową podstawą umożliwiają umieszczenie implantu w taki sposób, aby zredukować ryzyko dyslokacji implantu. Głowica implantu może być połączona z nim w sposób centryczny (okrągła głowica) lub niecentrycznie (owalna głowica offsetowa). Głowica offsetowa posiada dodatkowe zgiębnienie, które polepsza umocowanie jej do młoteczka.

Głowica offsetowa ze szczelinową podstawą

Art. nr	Długość robocza	Opakowanie
12805	0,5 mm	1 sztuka, sterylne
12810	1,0 mm	1 sztuka, sterylne
12812	1,25 mm	1 sztuka, sterylne
12815	1,5 mm	1 sztuka, sterylne
12817	1,75 mm	1 sztuka, sterylne
12820	2,0 mm	1 sztuka, sterylne
12822	2,25 mm	1 sztuka, sterylne
12825	2,5 mm	1 sztuka, sterylne
12830	3,0 mm	1 sztuka, sterylne
12835	3,5 mm	1 sztuka, sterylne



Szczelinowa podstawa daje także lepszy widok podczas pozycjonowania implantu. Taka konstrukcja implantu zapewnia wysoki komfort podczas implantacji.


Implanty wykonane są z tytanu co zapewnia wysoki stopień kompatybilności.





Tytanowe, całkowite implanty ucha środkowego, skracalne z oddzielną podstawą, Ø 0,4 mm

- Dwuczęściowe, składają się z płaszczka i podstawy
- Płaszcz może być skracany do żądanej długości
- Doskonała stabilizacja



Art. nr	Opis	Długość	Opakowanie
11100	Tytanowy, całkowity implant skracalny od 7,8 mm do 2,8 mm (co 1 mm)	7,8 mm	1 sztuka, sterylny
11200	Tytanowy, całkowity implant skracalny od 7,3 mm do 2,3 mm (co 1 mm)	7,3 mm	1 sztuka, sterylny


Tytanowe, całkowite implanty ucha środkowego, skracalne, regulowane, z oddzielną podstawą, Ø 0,4 mm

- Dwuczęściowe, składają się z płaszczka i podstawy
- Regulowany kąt zagięcia
- Płaszcz może być skracany do żądanej długości
- Brak ostrych krawędzi
- Doskonała stabilizacja



Art. nr	Opis	Długość	Opakowanie
11500	Tytanowy, całkowity implant skracalny od 7,8 mm do 2,8 mm (co 1 mm)	7,8 mm	1 sztuka, sterylny
11600	Tytanowy, całkowity implant skracalny od 7,3 mm do 2,3 mm (co 1 mm)	7,3 mm	1 sztuka, sterylny

Diagram



Otologia

Tytanowe, całkowite implanty ucha środkowego, skracalne, z oddzielną głowicą, Ø 0,3 mm


- Dwuczęściowe, składają się z płaszczka z podstawą oraz głowicy
- Płaszczka może być skracany do żądanej długości
- Brak ostrych krawędzi, bardzo lekkie
- Doskonała stabilizacja

Art. nr	Opis	Długość	Opakowanie
11300	Tytanowy, całkowity implant skracalny od 7,5 mm do 3,5 mm (co 1 mm)	7,5 mm	1 sztuka, sterylne
11400	Tytanowy, całkowity implant skracalny od 7,0 mm do 3,0 mm (co 1 mm)	7,0 mm	1 sztuka, sterylne




Diagram

11300



11400



Tytanowe, częściowe implanty ucha środkowego, skracalne, z oddzielną głowicą, Ø 0,3 mm


- Dwuczęściowe, składają się z płaszczka z podstawą oraz głowicy
- Płaszczka może być skracany do żądanej długości
- Brak ostrych krawędzi, bardzo lekkie
- Doskonała stabilizacja

Art. nr	Opis	Długość	Opakowanie
12100	Tytanowy, częściowy implant skracalny od 5,5 mm do 2,5 mm (co 1 mm)	5,5 mm	1 sztuka, sterylne
12200	Tytanowy, częściowy implant skracalny od 5,0 mm do 2,0 mm (co 1 mm)	5,0 mm	1 sztuka, sterylne




Diagram

12100



12200



UWAGA:

Długość A – dł. robocza

Długość B – dł. całkowita



Próbniki do tytanowych implantów ucha środkowego

- Łatwy pomiar żądanej długości implantu
- Stabilne
- Nadają się do sterylizacji
- Kształtem odpowiadają właściwym implantom
- Oznaczanie laserowe długości na głowicy
- Dostępne w zestawach lub pojedynczo
- Dostępny kontener do sterylizacji próbników



UWAGA: ze względu na inną wielkość podstawy oraz strukturę powierzchni próbniki nie mogą być stosowane jako implanty właściwe.

Próbniki implantów całkowitych

Art. nr	Długość
11000-D20	2,0 mm
11000-D25	2,5 mm
11000-D30	3,0 mm
11000-D35	3,5 mm
11000-D40	4,0 mm
11000-D45	4,5 mm
11000-D50	5,0 mm
11000-D55	5,5 mm
11000-D60	6,0 mm
11000-D65	6,5 mm
11000-D70	7,0 mm
11000-D75	7,5 mm

Próbniki implantów częściowych

Art. nr	Długość
12000-D05	0,5 mm
12000-D10	1,0 mm
12000-D15	1,5 mm
12000-D17	1,75 mm
12000-D20	2,0 mm
12000-D25	2,5 mm
12000-D30	3,0 mm
12000-D35	3,5 mm
12000-D40	4,0 mm
12000-D45	4,5 mm
12000-D50	5,0 mm
12000-D55	5,5 mm

Kontener do sterylizacji

Art. nr	Opis	Opakowanie
Dummy Box	Kontener do sterylizacji próbników	1 szt. niesterylny
Dummy Set	Kontener wraz z 24 próbnikami	25 szt. niesterylne




Otologia

Zestawy do skracania tytanowych implantów ucha środkowego

Podstawka do skracania

- Podstawka do skracania implantów całkowitych oraz częściowych

Art. nr Opakowanie
PF001-10 1 sztuka



Skala do skracania

- Skala do skracania, do użytku z podstawką, do skracania implantów całkowitych 11100, 11200, 11500 & 11600

Art. nr Opakowanie
PF001-11 1 sztuka



Skala do skracania

- Skala do skracania, do użytku z podstawką, do skracania implantów częściowych 12100, 12200

Art. nr Opakowanie
PF001-12 1 sztuka



Skala do skracania

- Skala do skracania do użytku z podstawką, do skracania implantów całkowitych 11300 & 11400

Art. nr Opakowanie
PF001-13 1 sztuka



Kleszcze do skracania

- Szczęki 1,4 × 4,0 mm, długość 80 mm

Art. nr Opakowanie
10-715-00 1 sztuka





Instrumentarium do implantów ucha środkowego


Kleszcze uszne Hartmann

Art. nr	Opis	Opakowanie
10-701-00	Ząbkowane, delikatne, samozamykające się, proste 0,8 × 4,0 mm, dł. 80 mm	1 sztuka





Pęseta Helms

Art. nr	Opis	Opakowanie
10-489-15	Ząbkowana, prosta, 1,8 mm, dł. 150 mm	1 sztuka



Pęseta do chrząstki Hildmann

Art. nr	Opis	Opakowanie
10-504-10	prosta, 10 cm	1 sztuka



Otologia

Narzędzia tytanowe – zestaw Wollenberga

- Brak właściwości magnetycznych
- Idealne dla Vibrant Soundbridge, implantów ślimakowych oraz implantów ucha środkowego
- Bardzo lekkie

Tytanowa mikro-pęseta

- Anatomiczna
- Ząbkowana
- Szerokość 1 mm
- Długość 15 cm

Art. nr Opakowanie
10-605-10 1 sztuka



Tytanowy mikro-haczyk

- Zagięty 90°
- Szerokość 1 mm
- Ostry
- Długość 16 cm

Art. nr Opakowanie
10-603-10 1 sztuka



Tytanowa mikro-igła

- Delikatnie zagięta
- Długość 16 cm


Art. nr Opakowanie
10-600-00 1 sztuka



Tytanowe kleszczyki uszne Hartmann

- Ząbkowane
- Proste
- Delikatne
- Samozamykające się
- 0,8 × 4,0 mm
- Długość 8 cm

Art. nr Opakowanie
10-701-10 1 sztuka





Protezy strzemiączka

Platynowo-teflonowe®, Ø 0,4 mm


Art. nr	Dł. całkowita (A)	Dł. robocza (B)	Opis
10540425	5,25 mm	4,25 mm	
10540450	5,50 mm	4,50 mm	
10540475	5,75 mm	4,75 mm	
10540600	7,00 mm	6,00 mm	skracalne
10540900	10,00 mm	9,00 mm	skracalne

Platynowo-teflonowe®, Ø 0,6 mm

Art. nr	Dł. całkowita (A)	Dł. robocza (B)	Opis
10560425	5,25 mm	4,25 mm	
10560450	5,50 mm	4,50 mm	
10560475	5,75 mm	4,75 mm	
10560600	7,00 mm	6,00 mm	skracalne
10560900	10,00 mm	9,00 mm	skracalne



Platynowo-teflonowe®



Długość całkowita (A)
Długość robocza (B)

Tytanowe, Ø 0,4 mm

Art. nr	Dł. całkowita (A)	Dł. robocza (B)
10640425	5,25 mm	4,25 mm
10640450	5,50 mm	4,50 mm
10640475	5,75 mm	4,75 mm
10640700	8,00 mm	7,00 mm

Tytanowe, Ø 0,6 mm

Art. nr	Dł. całkowita (A)	Dł. robocza (B)
10660425	5,25 mm	4,25 mm
10660450	5,50 mm	4,50 mm
10660475	5,75 mm	4,75 mm
10660700	8,00 mm	7,00 mm



Tytanowe

