

Monitory pacjenta serii Infinity® Delta

Personel dzisiejszego szpitala jest przeciążony stale rosnącą liczbą pacjentów oraz coraz bardziej złożoną technologią medyczną. Monitory pacjenta serii Infinity Delta oferują zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo pacjenta, zapewniając wysoką jakość opieki i więcej czasu poświęconego pacjentom.



STANDARYZACJA W SKALI SZPITALA

Monitory Infinity Delta i Delta XL są zaprojektowane tak, aby zapewnić standaryzację i doskonalenie procesów. Unikalne połączenie sprzętu i oprogramowania dopasowuje monitorowanie do potrzeb każdego pacjenta oraz każdego oddziału. Określ swoje szczegółowe wymagania, np. wybór parametrów, kolory i pozycje krzywych dynamicznych oraz granice alarmowe – zarówno dla poszczególnych stanowisk, jak i dla całego oddziału. Stacja dokująca Infinity Docking Station zapamięta wszystkie te ustawienia, dzięki czemu każdy monitor do niej podłączony automatycznie przełączy się na wybraną konfigurację. Ponieważ monitory Delta spełniają wymagania wszystkich środowisk opieki, można wprowadzić jeden standard w całym szpitalu, skracając czas potrzebny na naukę obsługi monitorów.

SKALOWALNE PARAMETRY DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW OPIEKI

Monitory Delta wyświetlają pełny zestaw parametrów życiowych, w tym EKG z 3, 5, 6 lub 10 elektrod, oddech, analizę ST, etCO₂, EEG, kilka temperatur, inwazyjny i nieinwazyjny pomiar ciśnienia oraz pełną arytmie. Dodatkowo umożliwiają zaawansowane pomiary mechaniki oddechowej, posiadają funkcję pionowych i poziomych kursorów oraz kalkulatora leków. Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych parametrów wystarczy podłączyć odpowiednie moduły.

Na sali operacyjnej monitory Infinity Delta i Delta XL oferują zaawansowaną analizę gazów anestetycznych z identyfikacją dwóch gazów, technologię indeksu bispektralnego (BIS) oraz obliczenia MAC dla dzieci i dorosłych.

Na oddziale intensywnej terapii noworodkowej monitory Delta oferują specyficzne funkcje, jak: oksykardiorespirogram (OCRG) z funkcją przywołania zdarzeń oraz pomiar FiO₂.

Monitory serii Delta umożliwiają wykorzystanie technologii Masimo SET®, „złotego standardu” w dziedzinie pulsoksymetrii odpornej na ruchy, oferującej dużą dokładność przy niskiej perfuzji*. Monitory Delta współpracują również z modułami Infinity Nellcor™ OxiMax™ SmartPod® (z najnowszą technologią pulsoksymetrii OxiMax firmy Nellcor).

CIĄGŁE MONITOROWANIE, NIEPRZERWANY NADZÓR

Monitory Delta zapewniają ciągłe monitorowanie i ten sam poziom opieki podczas transportu, co przy łóżku pacjenta. Delta i Delta XL wykorzystują technologię Pick and Go®, eliminującą potrzebę stosowania oddzielnego monitora transportowego. Wystarczy zdjąć monitor ze stacji dokującej i iść z pacjentem.

* Udokumentowane wyniki badań dostępne są na stronie www.masimo.com

Nie ma potrzeby przełączania przewodów, a więc nie ma przerw w monitorowaniu. Wszystkie parametry monitorowane przy łóżku mogą być kontynuowane w czasie transportu. Kiedy pacjent trafi w inne miejsce lub powróci do pierwotnej lokalizacji, wystarczy ponownie zadokować monitor.

Przez uproszczenie korzystania z technologii monitorowania w całym szpitalu – zarówno przy łóżku pacjenta, jak i podczas transportu – monitory serii Delta oferują najwyższy poziom opieki, pozwalając jednocześnie przeznaczyć więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad pacjentem.




MT-8648-2006

Monitor Infinity Delta XL



MT-8650-2006


Monitor Infinity Delta



MT-1816-2006

Stacja dokująca
Infinity Docking Station

Infinity i SmartPod są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dräger
Masimo SET jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Masimo Corporation
Nellcor i OxiMax są znakami towarowymi firmy Nellcor Puritan Bennett, LLC



CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

Producent:
Dräger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA
System zarządzania jakością firmy
Dräger Medical Systems, Inc. jest
zgodny z normami ISO 13485,
ISO 9001 i aneksem II.3 Dyrektywy
93/42/EWG (Urządzenia medyczne).

POLSKA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com