



TABLE D'EXAMEN COMPACTE
COMPACT EXAMINATION TABLE

Ritter® 204



Version : 10-2016



Ritter® 204

“JE VEUX UNE TABLE COMPLÈTE
QUI TIENNE DANS 1 M²”

“I WANT A COMPLETE TABLE
THAT FITS IN 1M²”

CONFORT / COMFORT

- Large sellerie avec appui tête intégré
 - Tiroirs coulissant entièrement, accessibles des 2 côtés (possibilité de disposer la table au centre du cabinet)
 - 5 tiroirs pour tout ranger : 3 latéraux, 2 frontaux
 - Étriers intégrés escamotables
 - Inclinaison d'assise 7° (tilt)
 - Large choix de selleries (formes et couleurs, Midmark ou Promotal)
 - Sangle de maintien du papier
- Large upholstery with integrated headrest
 - Drawers entirely sliding (accessible on both sides)
 - Large storage capacity with 5 drawers : 3 pass-through & two front drawers
 - Integrated fold-away stirrups
 - Pelvic tilt 7°
 - Large choice of upholstery (colors & shape, Promotal or Midmark)
 - Paper retaining strap

84 cm
↑
Hauteur avec sellerie
Height with upholstery

Longueur avec
repose-jambes sorti
Length with footrest
extended

193 cm
→

Capacité / Capacity

225 kg
⬇️

Modèle présenté avec
options/accessoires
Products shown with
options/accessories

HYGIÈNE HYGIENE

- Tiroirs monoblocs moulés en ABS avec angles arrondis pour un meilleur nettoyage
 - Toutes les surfaces sont accessibles au nettoyage
 - Porte rouleau intégré au dossier
 - Bac gynécologique ABS amovible stérilisable
- One piece ABS seamless have easy-to-clean rounded edges
 - All surfaces are cleanable
 - Integrated paper roll holder
 - Removable ABS treatment & sterilizable pan



SÉCURITÉ SAFETY

- Capacité patient 225 kg
 - Patins de réglage sous la base
 - Marchepieds avec roulettes autobloquantes
- Patient weight capacity 225kg
 - Adjustable levelers under base
 - Footstep with auto-blocking castors

ACCESSIBILITÉ / ACCESSIBILITY

- Marchepieds intégré escamotable
 - Largeur utile 100% de la sellerie avec léger débord et retrait de la base pour un meilleur positionnement des pieds
 - Coussin d'extension pour les jambes (examen général)
- Integrated footstep
 - Upholstery net width 100% with a light gap allowing a better feet positioning
 - Sliding leg extension shelf



Profil
Profile

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Dossier inclinable par vérin à gaz
Assise inclinable manuellement
Sellerie amovible
Coussin de pied rétractable et coulissant
Bâti en acier, finition époxy
5 tiroirs monoblocs en polystyrène
(dont 3 avec ouverture bilatérale), (sur rails)
Marchepied acier coulissant sur roulettes autobloquantes
Étriers intégrés rétractables et réglables
Cuvette ABS
Porte rouleau papier (longueur maxi 50 cm - ø 12 cm)
Hauteur avec sellerie 84 cm
Longueur avec repose-jambes sorti 193 cm

STANDARD FEATURES

Gas-spring assisted backrest
Manual pelvic tilt
Removable upholstery
Sliding foot extension shelf
Steel structure with epoxy finish
5 monobloc polystyrene drawers
(3 with bilateral opening) (on rails)
Sliding steel footstep on auto-blocking castors
Integrated fold-away stirrups
ABS treatment pan
Paper roll holder (max length 50 cm - ø 12 cm)
Height with upholstery 84 cm
Length with footrest extended 193 cm

Modèles (Base + Sellerie) Models (Base + Upholstery)	Réceptacle de prise Plug receptacle	Avec sellerie Soft Touch* With Soft touch upholstery*	Avec sellerie sans couture* With seamless upholstery*	Avec sellerie Coloris Promotal With Promotal colors upholstery
204-005 + 002-0870		●		
204-005 + 002-0871			●	
204-005 + 002-0880				●
204-006 + 002-0870	●	●		
204-006 + 002-0871	●		●	
204-006 + 002-0880	●			●

* Uniquement avec coloris Ritter / Only with Ritter colors

Accessoires Accessories

9A410004



Appui-jambes
Knee crutches

9A314001+9A354002



Paire d'appui-bras ajustables
Pair of adjustable armrests

9A354001+9A354002



Paire de poignées d'assistance
Pair of assist handles

958-US



Support de fixation lampe
Lamp support

2985-01+9P351001



Tige porte-sérum
IV pole

Lampes/Lamps +958-US



Se référer à la documentation
Refer to the literature



Classic

32 - BLEU / BLUE

93 - COTTAGE / COTTAGE

35 - ROUGE / RED

34 - JAUNE / YELLOW

91 - BLANC / WHITE

92 - MARINE / MARINE

56 - OBSCURE / DARKNESS

57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

64 - RAISIN / GRAPE

67 - LAGON / LAGOON

66 - BONBON / SWEET

63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

80 - CIEL / SKY

81 - VERT D'EAU / SEA GREEN

65 - LILAS / LILAC

96 - ETAIN / TIN

82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY

83 - NATUREL / NATURAL

84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE

Ritter Range

NAVY 231

DUSTY BLUE 233

MOSS 230

CLAY 234

PEBBLE GREY 216

SHADOW 232

PERFECT PLUM 229

BLACK 312


ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT
ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1



Poids net
Net weight
113 kg

Poids brut
Gross weight
125 kg

Volume
1,00 m³



FE-41/16



Distributeur / Distributor :
Promotal
22, rue de Saint-Denis-de-Gastines
53500 Ernée, France
www.promotal.com

Mandataire / Authorized representative :
Midmark EMEA Ltd
Beech House, First Floor East Wing
Ancells Business Park - Fleet, Hampshire - GU51 2UN, UK
Call: + 44 (0) 1252 360 940 - Fax: + 44 (0) 1252 360 941

