


Bezpieczna osłona czujnika temperatury skóry małych pacjentów

Neo-Shield



Zalety stosowania osłony Neo-Shield

- ❖ Srebrna powierzchnia odblaskowa
- ❖ Skuteczna warstwa izolacyjna
- ❖ Osłona zapewnia dokładne monitorowanie temperatury skóry pacjenta
- ❖ Delikatne mocowanie na bazie silikonu (zalecane zwłaszcza dla skóry noworodka)
- ❖ Nie uczuła
- ❖ Nie pozostawia resztek warstwy przylegania (adhezyjnej) na skórze
- ❖ Możliwość zmiany miejsca umocowania bez utraty przyczepności do skóry
- ❖ Jeden uniwersalny rozmiar (2,5cm x 2,5cm)
- ❖ Dedykowana dla jednego pacjenta
- ❖ Wygodna i ekonomiczna.

Nazwa / pojemność	Nr kat.	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]
Neo-Shield 2,5cm x 2,5cm	REF-001	50



KONTAKT:

WARDA Sp. z o.o.
ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
tel.: 607151979, Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.wardamed.pl

