

Analizator **ABL90 FLEX**



Czas po Twojej stronie

Teraz czas jest po *Twojej* stronie

Analizator **ABL90 FLEX** 17 parametrów w 35 sekund z 65 μ L

Zawsze gotowy, szybki wynik

Analizator ABL90 FLEX oferuje automatyczne mieszanie próbek w siedem sekund i pełen panel parametrów krytycznych w zaledwie 35 sekund.

Łatwy w użyciu

Zredukowane ryzyko błędów obsługowych i oszczędność czasu.

Łatwy w obsłudze

Wyeliminowane problemy obsługowe i zapewniona ciągła praca. Działania podzielone na łatwe kroki, które mogą być wykonane przez każdego użytkownika, w dowolnym czasie.

ABL90 FLEX kasecja sensorowa



Parametry mierzone

pH | $p\text{CO}_2$ | $p\text{O}_2$ | $s\text{O}_2$ | ctHb | FO_2Hb | FCOHb | FMetHb | FHHb
 FHbF | cK^+ | cNa^+ | cCa^{2+} | cCl^- | cGlu | cLac



Spełnione wymagania jakości

Zgodna z wymaganiami przepisów pełna dokumentacja danych

Jakość wyników i redukcja błędów przedanalizacyjnych

Otrzymasz pewne, poprawne i precyzyjne wyniki poprzez eliminację pomyłek pacjent-próbka oraz jednolite mieszanie próbki

Gotowy do 1st Automatic

Otrzymasz prawidłowy wynik, właściwego pacjenta w odpowiednim czasie, z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz jakości próbki. 1st Automatic ułatwia wykonywanie badań od momentu zlecenia badania po gotowy wynik.



ACUTE CARE TESTING