



Numer katalogowy	Rozmiar igły	Długość igły	Kolor motylka
LR1915S	19 Ga	15 mm	biały
LR1920S	19 Ga	20 mm	biały
LR1925S	19 Ga	25 mm	biały
LR2015S	20 Ga	15 mm	żółty
LR2020S	20 Ga	20 mm	żółty
LR2025S	20 Ga	25 mm	żółty
LR2215S	22 Ga	15 mm	czarny
LR2220S	22 Ga	20 mm	czarny
LR2225S	22 Ga	25 mm	czarny

- igła do portu z drenem, zaciskiem do przerw w infuzji i motylkiem.
- długość drenu **20cm**. Ochrona przed zakłuciem,
- kodowanie rozmiaru za pomocą koloru skrzydełek.
- igła dostępna w **rozmiarach** 19, 20, 22G. Długość igły 15, 20, 25, 32, 38 mm