

GELITA-CEL® CA POWDER

Wchłanialna hemostatyczna utleniona sproszkowana celuloza w sprayu

GELITA MEDICAL to spółka zależna firmy GELITA AG, posiadającej ponad 140 letnie doświadczenie i będącej największym na świecie producentem żelatyny dla przemysłu farmaceutycznego. GELITA-CEL® to marka GELITA MEDICAL GmbH. Produkuje ona produkty wykorzystywane do wykonywania 100 milionów różnych procedur na całym świecie, które są najczęściej wybierane przez chirurgów i personel opieki medycznej poszukujący innowacyjnych i skutecznych produktów do zaopatrywania ran powstałych podczas zabiegów i operacji.

GELITA-CEL®

Typ	Ilość	Sztuk	Kod
GELITA-CEL® CA POWDER			
	2 gram	5	GA-260



GELITA MEDICAL GmbH
Uferstraße 7, 69412 Eberbach, Niemcy
Faks +49 (0) 6271 84-2700
service@gelitamedical.com
www.gelitamedical.com

Dystrybutor regionalny



Optimed pro-office
ul. Forteczna 5, bud. Fort nr 47a, 32-086 Węgrzce k/Krakowa
tel. +48 12 417 30 70, fax. +48 12 411 44 44
e-mail: optimed@optimedpro-office.eu
www.optimedpro-office.eu

OB 10832.01
Wersja: listopad 2017

GELITA-CEL® CA POWDER



Wchłanialna hemostatyczna utleniona sproszkowana celuloza w sprayu

GELITA®
MEDICAL

Complete Care! Completely Safe!

GELITA-CEL® CA POWDER

Wchłaniaalna hemostatyczna utleniona sproszkowana celuloza w sprayu

GELITA-CEL® CA– POWDER "TECHNIKA BEZDOTYKOWA" (NTT)

PROSZEK GELITA-CEL® CA to sterylny bioresorbowalny środek hemostatyczny umożliwiający tamowanie krwawienia kapilarnego lub z organów mięszkowych z tkanki rany. Spryskiwanie proszku na miejsce krwawienia zapewnia natychmiastowe działanie hemostatyczne. Po nasyceniu krwią proszek ulega krystalizacji i powstaje kleista, żółto-szara powłoka.

Użycie

- Wykonaj natryskiwanie proszkiem na ranę za pomocą specjalnie zaprojektowanego aplikatora.
- Przemyj/opłucz miejsce aplikacji, aby usunąć nadmiar środka.

Badania kliniczne

PROSZEK GELITA-CEL® CA to sprawdzony środek, którego bezpieczeństwo i skuteczność zostały potwierdzone na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych przez prof. Menovskiego z udziałem 107 pacjentów Oddziału Neurochirurgii szpitala Uniwersyteckiego w Antwerpii. W swoim podsumowaniu prof. Menovsky uznał GELITA-CEL® CA POWDER za produkt bezpieczny, który pozwala zatamować krwawienie pooperacyjne podczas operacji czaszki. Wg prof. Menovskiego sproszkowana forma umożliwia stosowanie TECHNIKI BEZDOTYKOWEJ¹, co jest główną zaletą w porównaniu do standardowego opatrunku celulozowego.



ZALETY

- Bezpieczne i łatwe dozowanie
- "Technika bezdotykowa" zapobiega ingerencji we wrażliwe tkanki
- Nie wymaga mieszania, ani dodatkowych składników
- Natychmiastowa absorpcja płynu
- Ograniczona do min. ilość proszku przywierającego do miejsca krwawienia
- Nadmiar środka można łatwo splukać roztworem soli
- Pozostawiona minimalna ilość nie powoduje opuchlizny

Wskazania

GELITA-CEL® CA POWDER to środek hemostatyczny stosowany dodatkowo do hemostazy szczególnie tam, gdzie nieskuteczne lub niemożliwe w praktyce jest zatrzymanie krwawienia kapilarnego, żylnego, tętniczego za pomocą uciskania, podwiązania lub innej tradycyjnej metody.

Neurochirurgia:

- Szczególnie przydatne w przypadku bardzo wrażliwych struktur mięszkowych mózgu, nerwów czaszkowych, pnia mózgu (gdzie ingerencja może spowodować uszkodzenie neuronów) lub w przypadku wysięku/krwawienia z opony twardej
- Nie powoduje zatkania otworów układu nerwowego np. wodociągu mózgu, zasuwki, komór.

Tonsillektomia:

- Powoduje powstanie cienkiej powłoki na powierzchni rany, która nie wywołuje nieprzyjemnego wrażenia (zalegającego obcego ciała).
- Cienka powłoka chroni miejsce rany przed drobinami jedzenia lub napojami podczas połykania.

Chirurgia wisceralna:

- Powoduje powstanie kleistej powłoki przywierającej do nierówności na powierzchni organów trzewnych powstałych na skutek resekcji
- Nie jest narażony na wypłukanie na skutek mycia lub innego zabiegu.
- Zapewnia szybko skuteczną hemostazę dzięki "TECHNICE BEZDOTYKOWEJ" aplikacji w przypadku nieprzerwanego wysięku z wrażliwej tkanki lub miejsca o utrudnionym dostępie.
- Łatwość stosowania.

Właściwości

- Skutecznie tamuje krwawienie
- Komfort dla pacjenta- możliwość pozostawienia w ciele
- Szybka bioresorpcja
- Naturalny i bezpieczny środek
- Łatwy w użyciu
- Sterylizowany promieniowaniem gamma
- Nie wymaga przechowywania w niskiej temperaturze
- 5 letni okres przydatności

W przypadku operacji podstawy czaszki proszek można nakładać za pomocą aplikatora GELITA® EASY TIP S.

W przypadku laparoskopii GELITA-CEL® CA POWDER można nakładać przez trokar za pomocą aplikatora GELITA® EASY TIP XL.

¹ Menovsky et al: Nowy sproszkowany hemostat (GELITA-CEL CA POWDER) i jego stosowanie podczas operacji czaszki.