

## WÓZEK KOMPAKTOWY TC-C4



## WÓZEK KOMPAKTOWY TC-C4

**Wózek TC-C4 został zaprojektowany jako wózek kompaktowy, ale jest wystarczająco duży, aby można było na nim umieścić wszystkie elementy toru wizyjnego EVIS Exera III.**

### Niewielki rozmiar

Dzięki małym wymiarom wózek TC-C4 doskonale nadaje się do stosowania w przychodniach lub małych gabinetach lekarskich.

### Łatwe przemieszczanie

Mała waga oraz uchwyty zintegrowane z przednią i tylną częścią górnej półki ułatwiają przemieszczanie wózka.

### Mocowanie monitora

Wózek TC-C4 jest oferowany z asortymentem wysięgników monitora lub elementów mocujących monitor, które umożliwiają ustawienie monitora w optymalnej pozycji podczas zabiegu.

### Duża górna półka

Górna półka zapewnia obszerną przestrzeń roboczą, którą można dodatkowo wykorzystać do składowania innych urządzeń lub elementów.

### Optymalne ułożenie przewodów

Kanały w kolumnach oraz opaski na przewody w tylnej części półki umożliwiają optymalne ułożenie przewodów.

### Zintegrowany transformator separacyjny

Umieszczenie opcjonalnego transformatora pod podstawą zapewnia więcej miejsca na półkach na inne urządzenia.

### Półka na klawiaturę

Wysuwana półka na klawiaturę jest umieszczona pod górną półką.



## AKCESORIA

**MAJ-2146**  
Wysuwana półka  
na klawiaturę



**MAJ-1684**  
Zestaw stojaka  
na endoskop



**MAJ-2148**  
Panel tylny



**MAJ-1686**  
Szufłada



**MAJ-2147**  
Kompaktowy wysięgnik  
monitora LCD



**MAJ-1683**  
Mocowanie monitora LCD



**MAJ-1656**  
Uchwyt na przełącznik nożny



**MAJ-1639**  
Uchwyt na butlę  
z CO<sub>2</sub> (140 mm)



**MAJ-1665**  
Uchwyt na głowicę kamery



**MAJ-1663**  
Zestaw do mocowania  
wysięgnika EUS



**MAJ-1658**  
Uniwersalny pojemnik  
do przechowywania



**MAJ-110**  
Zestaw do mocowania  
słoja (TC)



# ZESTAWY STANDARDOWE WÓZKA TC-C4

## Zwartość zestawów standardowych:

Elementy z oznaczeniem (•) są dostarczane razem z wózkiem kompaktowym TC-C4  
Akcesoria dostępne w asortymencie wyposażenia dodatkowego są oznaczone znakiem (o)

Kod MAJ	Opis artykułu	Numer artykułu	Obszar	Zestaw 1	Zestaw 2	Zestaw 3	Zestaw 4
			EUROPA	K10029882	K10029887	K10029892	K10029897
MAJ-2146	Wysuwana półka na klawiaturę	K10027573	o	•	•	•	•
MAJ-1684	Zestaw stojaka na endoskop	K10027281	o	•	•		
MAJ-2148	Panel tylny	K10027574	o	•	•	•	
	Transformator			•		•	
MAJ-1686	Szuflada	K10027569	o				
MAJ-2147	Kompaktowy wysięgnik monitora LCD	K10026879	o				
MAJ-1683	Mocowanie monitora LCD	K10026888	o				
MAJ-1656	Uchwyt na przełącznik nożny	K10021790	o				
MAJ-1639	Uchwyt na butlę z CO <sub>2</sub> (140 mm)	K10021041	o				
MAJ-1665	Uchwyt na głowicę kamery	K10022056	o				
MAJ-1663	Zestaw do mocowania wysięgnika EUS	K10021797	o				
MAJ-1658	Uniwersalny pojemnik do przechowywania	K10021792	o				
MAJ-110	Zestaw do mocowania słoja (TC)	K7503556	o				
MAJ-1654	Ekwipotencjalna listwa zaciskowa	K10021352	o				
	Zestaw narzędzi w opakowaniu pęcherzykowym		o	•	•	•	•
	Zestaw przewodów IEC		o	•		•	

## Specyfikacja

### TC-C4

Wymiary	1110 mm (wys.) × 675 mm (gt.) × 534 mm (szer.)
	Wysokość do powierzchni roboczej górnej tacy: 1100 mm
	Wysokość z monitorem LCD o przekątnej 26" w najwyższym położeniu: 1945 mm
Masa	Maksymalna: 87 kg (bez obciążenia) z zamontowanym transformatorem

## Napięcie

Wózek TC-C4 można zamówić z transformatorem separacyjnym jak poniżej:

MAJ-1648	Transformator WM-T2 220–240 V
----------	-------------------------------

## Charakterystyka konstrukcyjna

### Wózek

Kolumny	Tłoczone kształtki aluminiowe
Półki	Stal niestopowa
Górna półka	Tworzywo ABS formowane wtryskowo

Dane techniczne, wygląd, konstrukcja i akcesoria mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a zamieszczone informacje na ich temat nie stanowią zobowiązania ze strony producenta.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.**  
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa  
Telefon: +48 22 366 00 77, Faks: +48 22 831 04 53  
E-mail: [biuro.polska@olympus-europa.com](mailto:biuro.polska@olympus-europa.com)  
[www.olympus.pl](http://www.olympus.pl)

Pełną listę punktów sprzedaży i dystrybucji  
można znaleźć na stronie internetowej:  
[www.olympus.com](http://www.olympus.com)