

Komputer medyczny WMP – 24F



Intel® Skylake i7/i5/i3/Smart Fan PC

LCD 23,8" FHD & opc. 4K2K MVA

najwyższy poziom bezpieczeństwa
EMC 4.0/ Certyfikat 3.1

wsparcie Intel® vPro, Opc.: i7/i5 CPU

obudowa antybakteryjna

podświetlane przyciski z przodu



Ekran

Skylake

Izolacja

Rozszerzenie

Certyfikowany komputer medyczny AiOAIO



Komputer medyczny seria WMP – 24F

NOWOŚĆ


- Wyświetlacz FHD opcjonalnie 4K2K UHD (brak video-in),
- 802.11 ac/a/b/g/n WLAN + Bluetooth 4.1 moduł (M.2),
- moduł kamery internetowej (USB), auto focus 5M,
- mSATA moduł,
- czytnik RFID (13.56Hz),
- moduł TPM 2.0,
- PCI-E x 16,
- karta przechwytyjąca Full HD (opcja do zamówienia),
- Inteligentny czytnik kart / lub napęd DVD / lub drugi dysk twardy HDD (opcja),
- Akumulator 100 W (opcja),
- Złącze ekwipotencjalne,
- AG film (nieдоступny w opcji z DICOM)
- moduł DICOM part 14 (dostępny w opcji),
- 6 portów COM,
- 6 portów USB,
- Wejście video DVI-D x 1 (opcja),
- System Windows 7 preinstalowany, Windows 7 pro (64bit, 32 bit),
Windows 8 preinstalowany, Windows 8 industrial (64 bit), Windows 10 (64 bit)



Specyfikacja – komputer medyczny WMP – 24F



| Specyfikacja | | | |
|---|--|---|---|
| Model | WMP 24F IPOA (STD) | WMP 24F IPOB (USB3.1) | WMP 24F IPOC (ISO) |
| Procesor / Chipset | LGA1151 package 6th generation Intel® Core i7/ i5/i3/Pentium procesor / Intel® Q170 Chipset (Intel GL82Q170 PCH) | | |
| Karta graficzna | zintegrowana Intel® HD Graphics 530 (eDP 23,8" UHD 4K2K) | | |
| Pamięć RAM | Dwa gniazda 2400 MHz DDR4 SODIMM obsługują dwakanaly, bez ECC, do 32GB | | |
| Oprogramowanie | Windows 7, pro, Windows 8, Windows 8 industrial, Win 10 | | |
| Dysk twardey | 2.5" SATA HDD drive bay x 1, mSATA via mini PCI-E x 1, Opcjonalnie: 2.5" SATA HDD do 1TB | | |
| Rozbudowa | PCI-E (x16) x 1, Mini PCIe x 1 (52 stykowy typ krawędzi karty), M.2 E x 1, Opcjonalnie: Network Interface: 802.11 ac/a/b/g/n WLAN + moduł Bluetooth 4,1 | | |
| Wielkość ekranu | 23,8" kolorowy wyświetlacz LCD (16:9) | | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD), 16.7M kolorów (MVA, 8 bit), 178(H) / 178(V), 250 nits (Typ. Centralny), CR:3000 : 1 (Typ) | | |
| Ekran dotykowy | W pełni płaski, projekcyjny panel dotykowy / Transmisja światła: 90% ± 3% / Twardość: 7H ciśnienie 750g/45° / Odświeżanie: 100 x | | |
| USB | USB3.1 Gen II x 2, USB3.0 x 2 | USB3.0 x 2, USB 3.1 Gen. II x 2, USB3.0 x 2 | USB3.0 x 2, USB 3.1 Gen. II x 2, ISO USB2.0 x 1 |
| COM | RS-232 x 2 | RS-232 x 1, RS232/RS422/RS485 x 1 | ISO RS-232 x 1, ISO RS232/RS422/RS485 x 1 |
| LAN | RJ45 X 1 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2, ISO LAN x 1 |
| Audio/ Video | Gniazdo telefoniczne 3,5 mm x 2 (Line-out, Mic-In)/ DP x 2 | | |
| Podświetlenie blatu roboczego | Dwie listwy podświetlające | | |
| Kontrola aktywnego klawisza (R do L) | Wskaźnik zasilania // Regulacja dźwięku // Regulacja jasności // włączanie podświetlenia // wybór wejścia wideo // LCD włączenie/ wyłączenie // czyszczenie (automatyczne zwalnianie po 1 minucie) // Fn | | |
| Chłodzenie | Inteligentny wentylator | | |
| Zasilanie Zużycie | DC-In x 1, DC 18V wejście / 93.8 W (Pełne obciążenie) | | |
| Zasilacz | AC input 100~240V / 47 ~ 63 Hz / DC wyjście 24V, 7,5A | | |
| Temperatura | Temperatura pracy: 0~40°C (komora) / Temperatura przechowywania: -20~60°C | | |
| Wilgotność | Praca & Przechowywanie: 10 ~ 90%, bez kondensacji | | |
| Klasa IP / obudowa | IP65 (Przód) / przód płaski kształt / dotykowy / szklany (customized); (Tył): Plastikowy w kolorze białym, antybakteryjna obudowa (MRSA) | | |
| Wymiary (Netto) | 606.0mm (H) x 398mm (V) x 65.6mm (T) | | |
| Waga (Netto) | 9.0 kg (zasilacz /akumulator) | | |
| Wielkość | Optional Stand, VESA 100 | | |
| Certyfikaty | cULus/EN/UL/60601-1, 60601-1-2 4th Edition, IEC62133, FCC/CE/VCCI Klasa B, Energy Star 6.1 | | |



| Opcje komputera | |
|------------------------|--|
| symbol | konfiguracja |
| WMP-24F-IP0A-i5 | Core i5-6500TE 2.5GHz, 4G RAM, 500 G HDD, Full flat P.cap touch / STD I.O. |
| WMP-24F-IP0A-i7 | Core i7-6700TE 2.7GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch / STD I.O. |
| WMP-24F-IP0B-i5 | Core i5-6500TE 2.5GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch, USB 3.1 II x2 |
| WMP-24F-IP0B-i7 | Core i7-6700TE 2.7GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch / USB 3.1 II x2 |
| WMP-24F-IP0C-i5 | Core i5-6500TE 2.5GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch, ISO I.O. |
| WMP-24F-IP0C-i7 | Core i7-6700TE 2.7GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch / ISO I.O. |

MONITORMED

Wincomm

Dystrybucja i serwis na terenie Polski:

Kontakt :
ul. Motyka 19/lok. 1
03-566 Warszawa
tel. +48 226785119
fax/ +48 227812332
biuro@monitor-med.pl