

model	regulacja natężenia  	zmiana koloru 	ogniskowanie 	tryb endo 
TRIANGO 100 - 1	*			
TRIANGO 100 - 3	*	*		
TRIANGO Fokus 100 - 1	*		*	
TRIANGO Fokus 100 - 3	*	*	*	
TRIANGO Endo 100 - 1	*			*



Wersja sufitowa



Wersja ścienna



Wersja mobilna

**TRIANGO 100 zastosowanie**

- Kliniki i Szpitale
- Dermatologia
- Medycyna estetyczna
- Chirurgia plastyczna
- Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Oddziały Intensywnej Terapii
- Endoscopia
- Laboratoria

**TRIANGO 100 specyfikacja techniczna**

Natężenie promieniowania**	100 000 Lux / 1m
Pole zabiegowe Ø **	standard 18 cm, opcja: 18-28 cm
Regulacja natężenia **	4 poziomy (40 / 60 / 80 / 100 %)
Temperatura barwowa**	standard 4300K, opcja 3700K / 4300 K/ 4700 K
Współczynnik oddawania barw **	Ra = 95
Klasa ochronności	IP 43
Ergonomiczny uchwyt	uchwyt do sterylizacji

\*\*-10%/+20% tolerancji

\*opcjonalnie

**Derungs** 

**WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:**

 Euroscalemed Sp. z o.o.  
 www.euroscalemed.pl  
 biuro@es-med.pl  
 tel. 42 612-20-04

**TRIANGO 100**  
 LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA




# OŚWIETLENIE CHIRURGICZNE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB


MODUŁOWA KONSTRUKCJA DMED TRIANGO 100 UMOŻLIWIA WYBÓR POMIĘDZY KILKOMA WERSJAMI LAMPY. ZDECYDUJ SAM, KTÓRA WERSJA LAMPY SPEŁNIA TWOJE OCZEKIWANIA.

Dmed Triango 100 to optymalne światło dla lekarzy poszukujących kompromisu pomiędzy światłem zabiegowym a mocnym światłem operacyjnym.


4-stopniowa regulacja natężenia oświetlenia oraz opcjonalna możliwość wyboru temperatury barwowej wraz z wielkością pola zabiegowego pozwala idealnie dobrać parametry oświetlenia do wykonywanego zabiegu.



**Mocne światło** 100 000 lux/1m regulowane w 4 poziomach (40 / 60 / 80 / 100 %)




**Unikalny system ramion** umożliwiający wygodne pozycjonowanie lampy




**Intuicyjna** obsługa poprzez przyciski umieszczone przy czaszy lampy



**Temperatura** barwowa regulowana w 3 poziomach (3700K / 4300K / 4700K)



**Ogniskowanie** pozwalające regulować wielkością pola zabiegowego w zakresie 18-28 cm



**Tryb Endo** pozwalający dostosować światło automatycznie do zabiegów endoskopowych\*

\* opcjonalnie

LAMPA MEDYCZNA  
ZGODNA Z:  
EN 60601-1

NOWOCZESNY  
DESIGN

WYSOKIE  
PARAMETRY  
OŚWIETLENIA