



Wyposażenie:

- Ustnik
- Maska miękka dla dzieci
- Nebulizator PARI LC Plus

Parametry techniczne:

Zasilanie :	220–240V ~ 50Hz
Ciśnienie:	1.2 bar
Waga:	1.55 kg
Wymiary: (WxHxD)	18x13x15 cm
Gwarancja:	2 lata

PARI Compact 2

Efektywna terapia za rozsądną cenę

Inhalator PARI Compact 2 Pro to urządzenie przeznaczone dla dzieci i dorosłych, które umożliwia wydajną nebulizację bez większych nakładów finansowych.

- Skuteczny i łatwy w użyciu inhalator do terapii dolnych dróg oddechowych
- W połączeniu z nebulizatorem Pari LC Sprint Xlent inhalator może również służyć do terapii górnych dróg oddechowych
- Przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia

Charakterystyka aerozolu

Niebieski wkład	
Wydajność:	600 mg/min
MMD:	3.5 µm
Frakcje < 5 µm:	67 %