



Z kontrolerem PIF



#### Wyposażenie:

- Ustnik PARI
- Maska PARI BABY rozm. 2/ z łącznikiem BABY bend
- Nebulizator PARI LC SPRINT Junior
- Dodatkowa czerwona wkładka

#### Parametry techniczne:

Zasilanie	220–240V ~ 50Hz
Ciśnienie:	1.6 bar
Waga:	1.7 kg
Wymiary:	(WxHxD) 18.5x13x15 cm
Gwarancja:	4 lata

# PARI BOY® Junior

*Specjalnie zaprojektowany inhalator dla dzieci i niemowląt*

PARI BOY Junior to najlepszy wybór do inhalacji dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia. Inhalator wytwarza wyjątkowo drobne kropelki aerozolu, a jego akcesoria są specjalnie stworzone dla potrzeb najmniejszych pacjentów. Sprawia to, że inhalator PARI BOY Junior zapewnia najbardziej efektywną terapię dróg oddechowych dzieci i niemowląt.

- Czas inhalacji: mniej niż 7 min dla roztworu 2.5 ml
- Wyposażenie dla dzieci już od 1 miesiąca życia: maska PARI BABY, łącznik kątowy BABY bend dla swobodnej inhalacji w pozycji siedzącej lub leżącej
- Nebulizator PARI LC Sprint dostępny z 2 różnymi wkładkami:
  - **żółty** z systemem PIF Control dla dzieci
  - **czerwony** wkład wytwarzający jeszcze mniejsze cząsteczki aerozolu dla noworodków i dzieci z obturacją

#### Charakterystyka aerozolu


##### Żółty wkład:



Wydajność:	370 mg/min
MMD:	2.9 µm
Frakcje < 5 µm:	76 %



##### Czerwony wkład:

Wydajność:	296 mg/min
MMD:	2.2 µm
Frakcje < 5 µm:	86 %

ERES MEDICAL Sp. z o.o.

 Płuszwice Kol. 64B  
21-008 Tomaszowice

 +48 81 502 00 70  
 +48 81 502 10 32

 info@eresmedical.com.pl  
 www.eresmedical.com.pl