



**Z kontrolerem PIF**



#### Wyposażenie:

- Ustnik
- Maska miękka dla dzieci
- Maska miękka dla dorosłych
- Nebulizator PARI LC SPRINT

#### Parametry techniczne

Zasilanie:	220–240V ~ 50 Hz
Ciśnienie:	1.6 bar
Waga:	1.7 kg
Wymiary:	(WxHxD) 18.5x13x15 cm
	Gwarancja: 4 years

# PARI BOY® Classic

*Wszystostronny inhalator do terapii dolnych dróg oddechowych pacjentów powyżej 4 roku życia*

**PARI BOY Classic to inhalator dla każdego pacjenta powyżej 4 roku życia. Zapewnia szybką nieskomplikowaną terapię. Nebulizator PARI LC SPRINT gwarantuje dotarcie odpowiedniej ilości leku do płuc przy krótkim czasie inhalacji. Bardzo łatwa inhalacja, nawet dla dzieci.**

- Czas inhalacji: mniej niż 5min. dla 2,5ml roztworu
- Nebulizator PARI LC SPRINT dla efektywnej inhalacji w krótkim czasie
- Z maską dla dzieci i dorosłych

#### Charakterystyka aerozolu

##### Niebieski wkład

Wydajność:	600 mg/min
MMD:	3.5 µm
Frakcje < 5 µm:	67 %