

Spirobank Smart



Spirometr diagnostyczny
kieszonkowy
z aplikacją na Smartfona

Minimalizm i nowoczesność

Spirometr Spirobank Smart to mały, lekki i nowoczesny spirometr, który dzięki połączeniu Bluetooth z Twoim smartfonem, jest idealny do badań przesiewowych oraz do samodzielnego monitorowania stanu układu oddechowego w przypadku astmy, POChP, mukowiscydozy oraz innych schorzeń płuc.



Spirometria dla każdego

- **mały, lekki, kieszonkowy** spirometr, który zabierzesz wszędzie ze sobą
- dla pacjentów od 3 do 93 lat
- **bardzo prosta obsługa** dzięki dedykowanej aplikacji **iSpirometry**, którą instalujesz na swoim urządzeniu

Mierzone parametry:

FEV1, PEF, FVC, FEV1 /
FVC ratio, FEV6,
FEF2575
FEV6, FEF2575
[Bradycardia,
Tachycardia].





Aplikacja iSpirometry




- dostępna na każdy Smartfon lub tablet z systemem Android w sklepie Google Play
- łączy się z telefonem za pomocą Bluetooth
- umożliwia przeprowadzenie testu w czasie rzeczywistym na ekranie telefonu
- aplikacja intuicyjna z grafikami motywującymi pozwalającymi odpowiednio wykonać badanie spirometryczne
- wyniki testów zapisują się Twoim telefonie w aplikacji
- aplikacja również w języku polskim


Bardzo prosta obsługa aplikacji



System motywacyjny, by poprawić wydolność podczas testu



Objawy i notatki do każdego pacjenta i sesji



Wyniki badania na wyświetlaczu telefonu



FlowMIR® – jednorazowe turbiny



- fabrycznie skalibrowane za pomocą skomputeryzowanego systemu
- pakowane pojedynczo w sterylnych warunkach
 - gwarancja 100% higieny
- wykluczone zanieczyszczenia krzyżowe
- **opcjonalnie** – turbiny wieloracowe

MIR New - wielorazowa turbina z ustnikiem

- turbina wielorazowego użytku z plastikowym ustnikiem
- dla 1 pacjenta na użytek osobisty
- kalibrowana i testowana fabrycznie, indywidualnie zapakowana i gotowa do użycia
- zalecane mycie w ciepłej wodzie z mydłem przez 2-3 minuty



Parametry techniczne:

<i>Wymiary</i>	49 x 109 x 21 mm
<i>Zasilanie</i>	2 baterie AAA 1,5 V
<i>Zużycie</i>	maks. 12 mA - Stand by 8 µA medium
<i>Łączność</i>	Bluetooth® LowEnergy (BLE) 4.0
<i>Ustniki</i>	Ø 30 mm
<i>Czujnik przepływu</i>	dwukierunkowa turbina cyfrowa
<i>Zakres przepływu</i>	± 16 l / s
<i>Dokładność objętości</i>	± 3% lub 50 ml
<i>Dokładność przepływu</i>	± 5% lub 200 ml / s
<i>Opór dynamiczny</i>	<0,5 cm H2O / L / s

DYSTRYBUTOR:

ERES MEDICAL Sp. z o.o.

📍 Płuszwice Kol. 64B,
21-008 Tomaszowice

☎ +48 81 502 00 70 📠 +48 81 502 10 32

✉ info@eresmedical.com.pl

🌐 www.eresmedical.com.pl

№ rejestrowy BDO: 000008562