

# GALAXY Mini

## Łóżko pediatryczne



### Charakterystyka łóżka Galaxy Mini

Wszystkie funkcje łóżka takie jak: autokontur, autoregresja, regulacja segmentów leża, regulacja wysokości, regulacja pozycji Trendelburga i anty-Trendelburga, realizowane są za pomocą siłowników, które spełniają Normę EN 60601-1.

Łóżko wyposażone jest w pozycję krzesła kardiologicznego oraz w funkcję zatrzymania sekcji oparcia pleców pod kątem 30° celem zapewnienia właściwej resuscytacji krążeniowo - oddechowej pacjenta.

Dodatkową zaletą łóżka **Galaxy Mini** jest funkcja mobilizacyjna uruchamiana za pomocą jednego przycisku, polegająca na obniżeniu leża pacjenta do wysokości minimalnej z jednoczesnym uniesieniem sekcji oparcia pleców pod kątem 70°.

Łóżko posiada wielostopniową regulację sekcji oparcia podudzi.

System czterech kół o średnicy 150 mm z blokadą centralną i kierunkową pozwala na swobodne przemieszczanie łóżka.

Łóżko wyposażone zostało w przyciski pozwalające na selektywną i centralną blokadę funkcji elektrycznych.

### Innowacyjne funkcje łóżka Galaxy Mini

- Wskaźnik naładowania akumulatora.
- Wskaźnik podłączenia do sieci elektrycznej.
- Wskaźnik zablokowanych funkcji.
- Pozycja antyszokowa.
- Awaryjny CPR.
- Pozycja krzesła kardiologicznego.
- Pozycja egzaminacyjna.
- Pozycja Trendelburga i anty- Trendelburga.
- Pozycja mobilizacyjna.

## DANE TECHNICZNE

### PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:	1800 x 940 mm
Wymiary leża pacjenta:	1680 x 820 mm
Regulacja wysokości:	440 - 790 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	70°
Regulacja segmentu uda:	30°
Udźwig:	250 kg
Trendelenburg/anty-Trendelenburg:	±16°
Waga bez akcesoriów:	150 kg

### PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie:	120-230 V/50-60 Hz
Maksymalny pobór prądu:	1,6 A, 370 Volt
Klasa szczelności:	IP 66
Klasa ochrony:	Klasa I
Ochrona przeciwpożarowa:	Typ B



## GALAXY Mini

### ŁÓŻKO PEDIATRYCZNE



### KLASTMED

ul. Pogodna 50A lok. 7, 20-337 Lublin  
tel./fax.: +48 81 44 10 420  
EU NIP: PL713-233-45-75 REGON: 432691403 BDO: 000359465  
e-mail: klastmed@klastmed.pl  
www.klastmed.pl

REGION WSCHODNI  
tel./fax.: +48 81 44 10 420  
tel. kom.: +48 605 036 292  
k.krason@klastmed.pl

REGION POŁUDNIOWY  
tel./fax.: +48 81 44 10 421  
tel. kom.: +48 605 414 155  
g.zuchnik@klastmed.pl

REGION ZACHODNI  
tel./fax.: +48 81 44 17 872  
tel. kom.: +48 693 219 878  
j.ulanowska@klastmed.pl

REGION PÓŁNOCNY  
tel./fax.: +48 81 44 17 871  
tel. kom.: +48 785 100 267  
w.nowosadzki@klastmed.pl

SERWIS CENTRALA  
tel./fax.: +48 81 44 10 420  
tel. kom.: +48 665 934 101  
serwis@klastmed.pl

SALE OPERACYJNO-ZABIEGOWE | SPRZĘT MEDYCZNY | WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH | SPRZĘT RATOWNICZY  
WÓZKI MEDYCZNE | MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ | MEBLE NA PROFILU ALUMINIOWYM | MEBLE METALOWE | MEBLE BIUROWE



# GALAXY Mini

## Łóżko pediatriczne

### Ergonomiczna budowa łóżka Galaxy Mini

Leże pacjenta czterosekcyjne, wypełnione łatwo odejmowanymi panelami ABS.

Nowoczesny kształt szczytów od strony głowy i nóg pacjenta z system blokowania / odblokowania pozwala na ich odejmowanie bez użycia narzędzi. Szczyty wykonane są z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką antybakteryjną.

Konstrukcja pantografowa zapewni wysoką stabilność i obciążenie robocze do 250 kg.

Po obu stronach leża znajdują się uchwyty do właściwego pozycjonowania materaca. Rama leża wykonana jest ze stali epoksydowanej.



### Komfort

Zgodnie ze standardami Normy EN 60601-2-52 łóżko **Galaxy Mini** wyposażone jest w czterosekcyjne barierki boczne na całej długości leża pacjenta. Barierki wykonane są z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką antybakteryjną. Barierki boczne wyposażone zostały we wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga. Dodatkową zaletą jest możliwość opuszczenia barierki za pomocą jednej ręki.

Barierki boczne wyposażone są w zintegrowane sterowniki, z przyciskiem „GO” celem świadomej aktywacji funkcji łóżka.

Leże pacjenta wyposażone w uchwyt kasety RTG (opcja CHV26), która zapewnia łatwe wysuwanie tacy.

Każde łóżko posiada system przedłużenia leża o min. 20 cm, półkę na pościel lub na panel pielęgniarski.

### Bezpieczeństwo

Łóżko **Galaxy Mini** wyposażone zostało w szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo:

- Podwójny, diodowy wskaźnik pozycji leża (kolor zielony oznacza minimalną wysokość, czerwony, że bezpieczna wysokość została przekroczona), opcjonalnie (ref. CHV28).
- Mechaniczny i elektryczny CPR.
- System wyłączenia siłownika przy napotkaniu na przeszkodę.
- Siłownik do regulacji wysokości z zabezpieczeniem przed obsunięciem leża pacjenta w przypadku uszkodzenia łóżka.

