


RESPIRATOR NIEINWAZYJNY BIPAP DM -28

Zaawansowane technologicznie rozwiązanie dla leczenia i wspomagania oddechu



Zastosowanie:

Pulmonologia , SOR, OIOM , Chirurgia, Neurologia, Kliniki snu, Ból Klatki Piersiowej

CECHY I ZALETY

Wyświetlanie na ekranie 5" dotykowym parametrów wentylacji w tym wykresu ciśnienia i przepływu

Tryby : CPAP , AUTO CPAP , S , S-Auto, T, ST

Algorytm

Zaawansowany algorytm wspomagający pracę ,kontrola AVAPS (zakres 100 – 2000ml) dostosowująca ciśnienie w zależności od oporu górnych dróg oddechowych ,funkcja automatycznego załączania

Nawilżanie

Wbudowany nawilżacz o lepszej prędkości nagrzewania i lepszym urządzeniu zapobiegającym przepływowi wstecznemu.

Zarządzanie danymi

Kompleksowy system zarządzania danymi - Data Cloud i aplikacja mobilna.