

## Koncentrator Tlenu typ DO2 -5 Elite

Model ten może stabilnie pracować przez 24 godziny na dobę, zawsze utrzymując średnio 93% tlenu przy przepływie 5 l / min. lub mniejszym .

Nie wymaga skomplikowanej konserwacji w okresie użytkowania.

Może być stosowany w szpitalach, klinikach, ośrodkach opieki oraz domach pacjentów .

Jest odpowiedni również dla pacjentów z POChP .



Dane techniczne	
Przepływ	Regulowany płynnie do 5 l/min
Koncentracja tlenu	93% +/- 3% w całym zakresie
Głośność	42 dB
Waga	13.5 kg
Pobór mocy	< 300 W
Wskaźnik tlenu	Sygnalizacja poniżej i powyżej 82%
Alarmy	Zasilania , ciśnienia , tlenu , pracy
Kółka	4 skrętne kółka
Ciśnienie wyjściowe	130-150 kPa
Zasilanie	230V +/- 10% 50Hz
Wymiary	38 x 26 x 58 cm