

# Fotele do pobierania krwi

DHC Fusion 2



DOSTĘPNE KOLORY dla modeli DHC Fusion+, DHC Fusion 2, Meridienne 3

pomarańczowy

ananasowy

szary denim

fukcja

czerwony

śliwkowy

oliwkowy

granatowy

liliowy

zielony

kremowy

stalowy

DHC Fusion +



DOSTĘPNE KOLORY dla modelu DHC Packot

pomarańczowy

słoneczny

błękitny

ciepły żółty

czerwony

granatowy

beżowy

purpurowy

zielony

limonkowy

turkusowy

szary

Meridienne 3  
(fotel bariatryczny)



DHC Packot



Regulowane i odchylane podłokietniki do każdej procedury medycznej: pobierania krwi, dializ, zabiegów onkologicznych.



**ERGONOMIA**

Wysokiej jakości materace demontowalne lub zamontowane na stałe zapewniają komfort pacjentom.



**KOMFORT PACJENTA**

Demontowalna obudowa i materace ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję.



**HIGIENA**

Fotele oparte na stabilnej ramie, funkcja CPR dostępna z pilota i alternatywnie za pomocą dźwigni w podstawie.



**BEZPIECZEŃSTWO**



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Koła o średnicy 150 mm z blokadą centralną
- Koła o średnicy 150 mm z blokadą centralną i piątym kołem dla sprawnego manewrowania
- Dźwignia blokady centralnej od strony nóg pacjenta
- Składane i regulowane podłokietniki na przegubie kulowym
- Składane i regulowane podłokietniki odchylane na boki
- Zapasowy akumulator
- Niestandardowa kolorystyka tapicerki
- Uchwyt na pilota na elastycznym wysięgniku
- Lampka na elastycznym wysięgniku
- Taca o wymiarach 600 x 400 mm
- Składany uchwyt do prowadzenia od strony oparcia pleców
- Uchwyt na prześcieradło w rolce
- Uchwyt na butlę z tlenem
- Uchwyt na dokumenty
- Przezroczysty pokrowiec ochronny na segment nożny
- DHC Packet – przedłużona sekcja segmentu nóg (dla pacjentów powyżej 200 cm wzrostu)
- Podnóżek regulowany elektrycznie
- Materac z pamięcią kształtu
- Teleskopowy stojak na kroplówki

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama wykonana ze stali epoksydowanej w kolorze białym
- Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykonane z dodatkiem substancji antibakteryjnej
- DHC Packet – koła podwójne  $\varnothing$  125 mm z hamulcem indywidualnym
- DHC Fusion 2, DHC Fusion + – koła pojedyncze  $\varnothing$  125 mm z blokadą centralną
- Meridienne 3 – koła pojedyncze  $\varnothing$  150 mm z blokadą centralną
- Niepalna tapicerka
- Regulowane podłokietniki
- Regulacje elektryczne za pomocą pilota: wysokości, oparcia pleców, nóg, podnóżka, synchroniczna regulacja oparcia pleców i nóg
- Podgłówek

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	DHC Packet	DHC Fusion 2	DHC Fusion +	Meridienne 3
Wymiary zewnętrzne:	2030 x 950 mm	1990 x 950 mm	1950 x 800 mm	2300 x 1090 mm
Szerokość leża:	580 mm	600 mm	700	690 mm
Regulacja wysokości:	590 – 990 mm	480 – 750 mm	490 – 750 mm	600 – 1020 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	0 - 85°	0 - 85°	0 - 85°	0 - 85°
Regulacja segmentu oparcia nóg:	0 - 30°	0 - 50°	0 - 50°	0 - 35°
Regulacja przechyłu Trendelenburga:	15°	15°	15°	15°
Udźwig:	200 kg	200 kg	240 kg	250 kg
Średnica kół:	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Grubość materaca:	100 mm, zamontowany na stałe	100 mm, demontowalny	80 mm, demontowalny	120 mm, demontowalny