

APARAT CPAP typ AS100 - AEONMED



AS100 Auto CPAP zapewnia precyzyjne ciśnienie leczenia dla pacjentów, dostosowując ciśnienie do stanu dróg oddechowych leczonych pacjentów zapewniając zarówno skuteczność, jak i komfort podczas leczenia.



Urządzenie ma następujące funkcje:

-Tryby pracy : CPAP , AutoCPAP

-Ciśnienie 4 – 20 cmH2O

Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe ul. Kłodzka 21A, 50-536 Wrocław
tel. 71 7271435, 7271425 ; e-mail: biuro@piwgoral.pl ; www.piwtml.pl

- Automatyczne włącz/wyłącz
- Super płynne przełączanie między wdechem a wydechem
- Technologia AS-DRY – automatyczne suszenie rury i maski po zakończeniu , aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii w wilgotnym środowisku
- Funkcja liniowego narastania ciśnienia Ramp 0 - 60
- Inteligentne ustawianie ciśnienia w zależności od oporu w drogach oddechowych , który zmienia się wraz ze zmianą położenia ciała pacjenta np. w czasie snu , tak aby nie pojawił się bezdech
- Uwalnianie ciśnienia wydechowego 1 – 7 poziomów , funkcja AS – Elex opatentowany algorytm redukcji ciśnienia CPAP/APAP po wykryciu momentu wydechu , sprawia że proces wydechu jest płynniejszy
- Terapia zapisywana na karcie SD
- Kompensacja nieszczelności
- 3,5-calowy ekran dotykowy zapewnia komfort obsługi
- 1,3 kg lekkie i kompaktowe , może być używane w domu i podróży
- 5 lat przechowywania danych
- Składany filtr przeciwpylkowy HEPA Pm2.5 z wydajnym filtrowaniem (opcjonalnie)

Cicha technologia <28dB

Aparat posiada dołączany nawilżacz umożliwiający podgrzewanie – 5 ustawianych poziomów