


TÜVRheinland®
Certification
ISO 9001 and 13485

Directive
93/42/EEC | 


GWARANCJA
2
LATA


SERWIS
POSTRZEDKOWY


OCHRONA
ŚRODOWISKA


HIGIENA

Wózki transportowe **Skot** z napędem



Skot Speed E

wózek transportowy
z napędem



Skot Chir

wózek transportowy
z napędem

Wysuwane koło elektryczne ułatwiające prowadzenie wózka.



ERGONOMIA

Szeroki zakres materacy do wyboru przez użytkowników zwiększa komfort pacjentów.



KOMFORT PACJENTA

Demontowalna obudowa, segmenty leża i materace ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję.



HIGIENA

Uchwyty do prowadzenia, piąte koło i dźwignie hamulców ułatwiają manewrowanie wózkami.



PORĘCZNOŚĆ



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama wózka wykonana ze stali epoksydowanej w kolorze białym
- Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykonane z dodatkiem substancji antybakteryjnej
- Skot Speed E – leże pacjenta wykonane z ABS
- Skot Chir leże pacjenta wykonane z HPL
- Skot Speed E – układ jezdny z piątym kołem elektrycznym
- Skot Chir – regulacja wysokości, oparcia pleców, nóg, piąte koło elektryczne – regulowane pilotem lub z panelu centralnego
- Hamulec centralny, dźwignie hamulca po obu stronach wózka
- Materac w pokrowcu poliuretanowym lub winylowym
- Stojak na kroplówki
- Tuleje do stojaka na kroplówki – 2 szt.
- Odbojniki w narożnikach leża
- Składane barierki boczne opuszczane poniżej poziomu leża pacjenta – 2 szt.
- Oparcie pleców regulowane sprężyną gazową
- Uchwyty do prowadzenia od strony głowy i nóg pacjenta
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni po obu stronach wózka
- Akumulator

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Składane uchwyty do prowadzenia od strony głowy pacjenta
- Składane uchwyty do prowadzenia od strony nóg pacjenta
- Skot Speed E - leże pacjenta przezierne dla promieni RTG (HPL)
- Pasy 2 szt.
- Uchwyty do pasów
- Zaciski
- Dwie szyny ze stali nierdzewnej na akcesoria
- Skot Speed E - leże pacjenta czterosekcyjne
- Taca na akcesoria
- Taca na posiłki
- Uchwyt na prześcieradło w rolce
- Uchwyt na worki urologiczne
- Zabezpieczenie barierki przed przypadkowym opuszczeniem
- Materac w kolorystyce do wyboru
- Komfortowy materac z pamięcią kształtu
- Materac z uchwytami transportowymi
- Zagłówek do zabiegów stomatologicznych
- Składany stojak na kroplówki
- Teleskopowy stojak na kroplówki
- Akumulator zapasowy 10 A/h
- Akumulator 20 A/h
- Ładowarka na dwa akumulatory

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Skot Speed E	Skot Chir
Wymiary zewnętrzne:	2100 x 740 mm	2050 x 700 mm
Wymiary leża:	1900 x 620 / 720 / 820 mm	1900 x 620 / 720 mm
Regulacja wysokości:	600 – 920 mm	600 – 1000 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	0 - 90°	0 - 90°
Regulacja przechyłu Trendelenburga /anty-Trendelenburga (opcjonalnie)	+/- 15°	+/- 15°
Udźwig:	304 kg	300 kg
Średnica kół:	200 mm	200 mm
Grubość materaca:	80 mm	80 mm