

TRANSCARE, TRANSCARE PLUS

Maksymalna ergonomia i funkcjonalność



Charakterystyka wózków do przewożenia chorych Transcare i Transcare Plus

Wózki zostały zaprojektowane w celu zapewnienia szybkiego i bezpiecznego transportu pacjentów na oddziałach szpitalnych.

Regulacja wysokości leża, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga realizowane są za pomocą pompy hydraulicznej. Sekcja oparcia pleców regulowana jest sprężyną gazową. Wózek Transcare Plus posiada dodatkowo wielostopniową regulację sekcji oparcia podudzi.

Leże pacjenta przeźierne dla promieni RTG pozwala na wykorzystanie wózków w trakcie diagnostyki i leczenia pacjentów.

Podstawa wózków wyposażona została w termoplastyczną obudowę z miejscem na butlę tlenową i osobiste rzeczy pacjenta.

System czterech kół o średnicy 200 mm z blokadą centralną i kierunkową oraz piąte koło kierunkowe pozwalają na swobodne przemieszczanie wózków.

Innowacyjne funkcje wózków Transcare i Transcare Plus

- Wysoka mobilność, koła o dużej średnicy, piąte koło kierunkowe.
- Lekkie, o wysokim udźwigu.
- Leże przeźierne dla promieni RTG.
- Termoplastyczna osłona podwozia z miejscem na butlę tlenową i rzeczy osobiste pacjentów chroni mechanizmy wózka oraz ułatwia czyszczenie.
- Składane uchwyty do prowadzenia.
- Barierki boczne składane poniżej poziomu materaca.
- CPR.
- Pozycja krzesła kardiologicznego.
- Pozycja Trendelburga i anty-Trendelenburga.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE TRANSCARE

Wymiary zewnętrzne:	2180 x 840 mm
Wymiary leża pacjenta:	1900 x 720 mm
Regulacja wysokości:	590 - 880 mm
Wymiary segmentu oparcia pleców:	620 x 710 mm
Wymiary segmentu nożnego:	660 x 1160 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	90°
Udźwig:	300 kg
Trendelenburg/anty-Trendelenburg:	±16°
Waga bez akcesoriów:	100 kg

PARAMETRY TECHNICZNE TRANSCARE PLUS

Wymiary zewnętrzne:	2180 x 820 mm
Wymiary leża pacjenta:	1900 x 720 mm
Regulacja wysokości:	590 - 880 mm
Wymiary segmentu oparcia pleców:	620 x 710 mm
Wymiary segmentu podparcia ud:	620 x 340 mm
Wymiary segmentu podparcia podudzi:	620 x 470 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	90°
Regulacja segmentu podparcia ud:	35°
Udźwig:	300 kg
Trendelenburg/anty-Trendelenburg:	±16°
Waga bez akcesoriów:	100 kg



REGION WSCHODNI
tel./fax.: +48 81 44 10 420
tel. kom.: +48 605 036 292
k.krason@klastmed.pl

REGION POŁUDNIOWY
tel./fax.: +48 81 44 10 421
tel. kom.: +48 605 414 155
g.zuchnik@klastmed.pl


REGION ZACHODNI
tel./fax.: +48 81 44 17 872
tel. kom.: +48 693 219 878
j.ulanowska@klastmed.pl

REGION PÓŁNOCNY
tel./fax.: +48 81 44 17 871
tel. kom.: +48 785 100 267
w.nowosadzki@klastmed.pl

SERWIS CENTRALA
tel./fax.: +48 81 44 10 420
tel. kom.: +48 665 934 101
serwis@klastmed.pl

SALE OPERACYJNO-ZABIEGOWE | SPRZĘT MEDYCZNY | WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH | SPRZĘT RATOWNICZY
WÓZKI MEDYCZNE | MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ | MEBLE NA PROFILU ALUMINIOWYM | MEBLE METALOWE | MEBLE BIUROWE

Prezentowany katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Producent zastrzega możliwość zmiany parametrów technicznych.



w trosce o pacjenta



TRANSCARE, TRANSCARE PLUS

WÓZKI DO PRZEWÓŻENIA CHORYCH

TRANSCARE



Bezpieczna konstrukcja

Wózek Transcare został zaprojektowany do intensywnego użytkowania. Rama jest zabezpieczona powłoką z tworzywa sztucznego. Konstrukcja podstawy i ramy gwarantuje wysoką stabilność i maksymalne bezpieczne obciążenie robocze do 300 kg.

AKCESORIA



Wieszak kroplówki MB-TRANSCARE-005



Uchwyt na prześcieradło w rolce MBTRANSCARE-014



Podpórka ręki MB-TRANSCARE-012



Uchwyt na kasety RTG MB-TRANSCARE-051



Uchwyt do prowadzenia MB-TRANSCARE-056




Półka pod monitor MB-TRANSCARE-001

Pozycja Trendelenburga 16°



TRANSCARE PLUS



Regulacja wysokości

Minimalna wysokość leża: 590 mm, maksymalna wysokość leża: 880 mm.

Pozycja krzesła kardiologicznego

Pozycja krzesła kardiologicznego dla terapii pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi i układu oddechowego.