

TÜVRheinland®
Certification
ISO 9001 and 13485

Directive
93/42/EEC | CE

GWARANCJA
2
LATA

SERWIS
POSRZEDKOWY

OCHRONA
ŚRODOWISKA

HIGIENA

Wózki transportowe Skiff

MYCIE, DEZYNFEKCJA BEZ OGRANICZEŃ

Fabrication Française
Made in France




Windsdiff

wózek do transportu pacjentów z komorą izolacyjną



Skiff 3

wózek transportowy



Skiff Ambu

wózek transportowy, elektryczna regulacja oparcia pleców



Skiff MRI

niemagnetyczny wózek transportowy

Barierki boczne opuszczane poniżej poziomu materaca, mechanizm opuszczania niedostępny dla pacjenta.



ERGONOMIA

Szeroki zakres materacy do wyboru przez użytkowników zwiększa komfort pacjentów.



KOMFORT PACJENTA

Demontowalna obudowa, segmenty leża i materace ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję.



HIGIENA

Uchwyty do prowadzenia, piąte koło i dźwignie hamulców ułatwiają manewrowanie wózkiem.



PORĘCZNOŚĆ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama wózka wykonana ze stali epoksydowanej w kolorze białym
- Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykonane z dodatkiem substancji antybakteryjnej
- Leże pacjenta dwusekcyjne wykonane z ABS
- Układ jezdny oparty na czterech kołach oraz piąte koło dla sprawnego manewrowania
- Hamulec centralny
- Materac w pokrowcu poliuretanowym lub winylowym
- Stojak na kroplówki
- Tuleje do stojaka na kroplówki – 2 szt.
- Odbojniki w narożnikach leża
- Składane barierki boczne opuszczane poniżej poziomu materaca – 2 szt.
- Oparcie pleców regulowane sprężyną gazową
- Skiff Ambu – oparcie pleców regulowane za pomocą pilota
- Uchwyty do prowadzenia od strony nóg pacjenta
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Składane uchwyty do prowadzenia od strony głowy pacjenta
- Składane uchwyty do prowadzenia od strony nóg pacjenta
- Leże pacjenta przezierne dla promieni RTG (HPL)
- Pasy 2 szt.
- Uchwyty do pasów
- Szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria
- Podpora ręki
- Leże pacjenta czterosekcyjne
- Taca na akcesoria
- Taca na posiłki
- Uchwyt na prześcieradło w rolce
- Uchwyt na worki urologiczne
- Regulacja przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- Zabezpieczenie barierki przed przypadkowym opuszczeniem
- Uchwyt na butlę z tlenem mocowany w górnej części ramy wózka
- Uchwyt na butlę z tlenem mocowany w dolnej części ramy wózka
- Materac w kolorystyce do wyboru
- Komfortowy materac z pamięcią kształtu
- Materac z uchwytami transportowymi
- Zagłówek do zabiegów stomatologicznych
- Zagłówek do zabiegów okulistycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Skiff	Skiff Ambu	Windskiff	Skiff MRI
Wymiary zewnętrzne:	2100 x 740 mm	2100 x 740 mm	2100 x 740 mm	2100 x 740 mm
Wymiary leża:	1900 x 520 / 620 / 720 / 820 mm	1900 x 520 / 620 / 720 / 820 mm	1900 x 620 mm	1900 x 620 mm
Regulacja wysokości:	560 – 900 mm	560 – 900 mm	560 – 900 mm	470 – 800 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Regulacja przechyłu Trendelenburga /anty-Trendelenburga (opcjonalnie)	15°/10°	15°/10°	15°/10°	-
Udźwig:	215 kg	200 kg	215 kg	165 kg
Średnica kół:	200 mm	200 mm	200 mm	125 mm
Grubość materaca:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm