


TÜVRheinland[®]
Certification
ISO 9001 and 13485

Directive
93/42/EEC | 



Wózki transportowe **MANCHESTER**



Manchester 3
Manchester Heavy Weight



Manchester 3 MRI



Manchester Speed E
Manchester Heavy Weight Speed E



DOSTĘPNE
KOLORY TAPICERKI

pomarańczowy

ananasowy

szary denim

fuksja

czerwony

śliwkowy

oliwkowy

granatowy

liliowy

zielony

kremowy

stalowy

Szeroki wybór akcesoriów zapewnia wygodę użytkownikom i pacjentom.



ERGONOMIA

Wygodne, składane podłokietniki i wysokiej jakości niepalna tapicerka.



KOMFORT PACJENTA

Stabilne wózki o dużym udźwigu, rama wykonana ze stali epoksydowanej.



BEPIECZEŃSTWO

Lekkie, mobilne, wyposażone w system napędowy, koła obrotowe i uchwyt do prowadzenia.



PORĘCZNOŚĆ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama ze stali epoksydowanej w kolorze białym
- Manchester MRI – rama aluminiowa
- Manchester Speed E, Manchester Heavy Weight Speed E – układ napędowy z akumulatorem 10 A/h
- Hamulec nożny
- Indywidualny hamulec kół przednich (wózki bariatryczne)
- Uchwyt do prowadzenia na całej szerokości oparcia pleców
- Uchwyt do prowadzenia z panelem kontrolnym, kodem bezpieczeństwa i zintegrowanym przyciskiem STOP (wózki z napędem)
- Niepalna tapicerka
- Odbojniki przy przednich kołach – 2 szt.
- Tuleje do stojaka na kroplówki – 2 szt.
- Manchester MRI – tuleje do stojaka na kroplówki – 1 szt.
- Składany podnóżek
- Składane podłokietniki
- Manchester MRI – podłokietniki zamontowane na stałe
- Dwa boczne uchwyty na akcesoria (z wyjątkiem Manchester MRI)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (nie dotyczy Manchester MRI)

- System zabezpieczający przed kradzieżą
- Stojak na kroplówki
- Półka na dokumenty
- Miejsce na osobiste rzeczy pacjenta (pod siedziskiem)
- Kolorystyka ramy wózka do wyboru (niebieski, czerwony, zielony, żółty)
- System mocowania do ściany
- System blokowania/odblokowania za pomocą monet
- System blokowania/odblokowania za pomocą klucza
- Identyfikator użytkownika
- Uchwyt na worki urologiczne
- Uchwyt na butlę z tlenem ze stali nierdzewnej
- Uchwyt na butlę z tlenem z tworzywa sztucznego
- Ortopedyczna podpórka nóg
- Akumulator zapasowy 10 A/h
- Akumulator 20 A/h
- Ładowarka na dwa akumulatory



| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | Manchester 3 | Manchester Heavy Weight | Manchester 3 Speed E | Manchester Heavy Weight Speed E | Manchester 3 MRI |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| Wymiary zewnętrzne: | 1100 x 640 mm | 1100 x 800 mm | 1100 x 640 mm | 1100 x 800 mm | 1100 x 640 mm |
| Wymiary siedziska: | 550 x 490 mm | 550 x 650 mm | 550 x 490 mm | 550 x 650 mm | 550 x 490 mm |
| Udźwig: | 200 kg | 330 kg | 200 kg | 330 kg | 165 kg |
| Średnica kół przednich: | 150 mm obrotowe | 150 mm podwójne, obrotowe | 150 mm obrotowe | 150 mm podwójne, obrotowe | 125 mm obrotowe |
| Średnica kół tylnych: | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm/300 mm | 125 mm |
| Grubość tapicerki: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |