



Directive 93/42/EEC | CE



Wózki transportowe **MANCHESTER INN**



Manchester Inn



Manchester Inn Outdoor



DOSTĘPNE
KOLORY TAPICERKI

pomarańczowy

ananasowy

szary denim

fukcja

czerwony

śliwkowy

oliwkowy

granatowy

liliowy

zielony

kremowy

stalowy

Ustawiane jeden za drugim
– oszczędność miejsca.



ERGONOMIA

Wygodne, składane
podłokietniki, niepalna
tapicerka wysokiej jakości.



KOMFORT PACJENTA

Ręczny układ hamulcowy dla
większego bezpieczeństwa.
Wyjątkowa stabilność wózka.



BEZPIECZEŃSTWO

Uchwyt do prowadzenia
na całej szerokości oparcia
pleców zapewnia wygodne
prowadzenie wózka.



PORĘCZNOŚĆ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama ze stali epoksydowanej w kolorze białym (Manchester Inn)
- Rama ze stali pokrytej rilsanem w kolorze białym (Manchester Inn Outdoor)
- Hamulec ręczny
- Uchwyt do prowadzenia na całej szerokości oparcia pleców
- Niepalna tapicerka
- Odbojniki przy przednich kołach – 2 szt.
- Tuleje do stojaka na kroplówki – 2 szt.
- Składany podnóżek
- Składane podłokietniki
- Dwa boczne uchwyty na akcesoria

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- System zabezpieczający przed kradzieżą
- Stojak na kroplówki
- Pas bezpieczeństwa
- Półka na dokumenty
- Kolorystyka ramy wózka do wyboru (niebieski, czerwony, zielony, żółty)
- System mocowania do ściany
- System blokowania/odblokowania za pomocą monet
- System blokowania/odblokowania za pomocą klucza
- Identyfikator użytkownika
- Uchwyt na worki urologiczne
- Uchwyt na butlę z tlenem
- Ortopedyczna podpórka nóg
- Manchester Inn stacja przechowywania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Manchester Inn	Manchester Inn Outdoor
Wymiary zewnętrzne:	1100 x 640 mm	1050 x 650 mm
Wymiary siedziska:	550 x 490 mm	550 x 480 mm
Udźwig:	200 kg	200 kg
Średnica kół przednich:	125 mm	125 mm
Średnica kół tylnych:	200 mm	200 mm
Grubość tapicerki:	50 mm	50 mm