




H I S T E R O S K O P I A




TORY WIZYJNE	POMPY	OPTYKI	PŁASZCZE	NARZĘDZIA	RESEKTOSKOPIE

NARZĘDZIA HISTEROSKOPOWE

Półsztywne – « semirigid » lub giętkie – « flexible », o średnicy 5 Fr/Charr lub 7 Fr/ Charr, o długości roboczej 40cm, ergonomiczna rękojeść, autoklawowalne 134°C, produkcja niemiecka.



1. Nożyczki histeroskopowe, bransze tępe/tępe :




5 Charr.	400 mm	tk790-216	tk790-196
7 Charr.	400 mm	tk790-220	tk790-200

Półsztywne

Giętkie

2. Nożyczki histeroskopowe, bransze ostre/ostre :



5 Charr.	400 mm	tk 790-266	tk 790-266F
7 Charr.	400 mm	-	-

Półsztywne

Giętkie



3. *Kleszczyki histeroskopowe chwytne typu ALIGATOR:*




5 Charr.	400 mm	tk790-219	tk790-199
7 Charr.	400 mm	tk790-226	tk790-206

Półsztywne

Giętkie

4. *łyżeczka biopsyjna, histeroskopowa, gładka, ostra:*



5 Charr.	400 mm	tk790-217	tk790-197
7 Charr.	400 mm	tk790-222	tk790-202

Półsztywne

Giętkie


5. *łyżeczka biopsyjna, histeroskopowa, z ząbkami:*



5 Charr.	400 mm	tk790-218	tk790-198
7 Charr.	400 mm	tk790-224	tk790-204

Półsztywne

Giętkie



Pólszttywne



Giętkie

Wszystkie kleszczyki są autoklawowalne i posiadają 24-miesięczną gwarancję na wady materiałowe, ukryte i produkcyjne.

Inne średnice i rodzaje kleszczyków - proszę o kontakt z działem sprzedaży.

Stanisław Wawrzyniak

Tel. 883 013 093,

Tel. 795 462 115,

Fax: 32 352 09 33

e-mail: s.wawrzyniak@yomed.pl, biuro@yomed.pl



YOMED Joanna Wawrzyniak

ul. Poleska 18/2, 40-733 Katowice,

NIP 5860055782

www.yomed.pl

