



WÓZKI WIELOFUNKCYJNE



Wózki wielofunkcyjne serii **H700** obejmują kilkanaście konfiguracji uzupełnionych szeroką gamą akcesoriów do wyboru przez użytkownika.

Wózki wyposażone są w wysokiej jakości szuflady modułowe oparte na prowadnicach teleskopowych, dających możliwość wysunięcia do 110%. Szuflady wyposażone zostały w płynny mechanizm automatycznego zamykania i uchwyt z miejscem na etykiety.

Standardowe kolory frontów szuflad: zielony, niebieski, żółty, czerwony (na specjalne życzenie klienta dostępna jest szersza paleta kolorów).

Kształt i wymiar szuflad pozwala na zastosowanie wymiarowanych koszy ISO o wymiarach 600 × 400 × 100 mm i 600 × 400 × 200 mm.

Moduły i szuflady wózków wykonane są ze wzmocnionego tworzywa ABS w kolorze białym. Wewnętrzna konstrukcja wózków oraz półki są wykonane ze stali nierdzewnej 18/10.

Powierzchnia blatu roboczego wózków wyposażona została w rant zabezpieczający o wysokości 20 mm. Błat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej (na specjalne życzenie klienta dostępny jest blat roboczy wykonany z tworzywa ABS).

Wózki opierają się na wysokiej jakości kołach \varnothing 100 mm z hamulcami i odbojnikami.

Wózki serii H700 są lekkie, ciche, poręczne, łatwe w manewrowaniu.

Parametry techniczne wózków serii **H700**:

- Wymiary: 750 × 490 × 1000 mm
750 × 490 × 1300 mm
- Powierzchnia robocza blatu i półek: 680 × 420 × 20 mm
- Szuflada duża: 560 × 360 × 250 mm
- Szuflada średnia: 560 × 360 × 120 mm



H-731



H-732



H-733



H-741



H-742



H-751



H-752



H-753



H-754



H-772



H-773



H-775



H-782



H-792



H-794




H-796


NADSTAWKI Z POJEMNIKAMI UCHYLNymi




7000G
Nadstawka dwurzędowa z pojemnikami




7000H
Ilości pojemników




7000H3
Nadstawka 3 pojemniki
(600 x 200 x 240 mm)




7000H5
Nadstawka 5 pojemników
(600 x 113 x 64 mm)



7000H4
Nadstawka 4 pojemniki
(600 x 170 x 206 mm)



7000H6
Nadstawka 6 pojemników
(600 x 91 x 112 mm)



Wymiary

Błat roboczy
680 x 420 x 20 mm

Szuflady
Szuflada średnia: 560 x 360 x 120 mm
Szuflada duża: 560 x 360 x 250 mm





7000D
Deska reanimacyjna
(600 × 400 mm)



7000S
Pojemnik na cewniki
(130 × 120 × 500 mm)



7000Y
Pojemnik na odpady



7000V
Uchwyt na rękawiczki



7000Z
Zamek



7000P
Plastikowa plomba




7000A
Stojak na kroplówki



7000QF
Półka
(700 × 140 × 30 mm)



7000B
Uchwyt na butlę tlenową
(\varnothing 150 × 300 mm)



7000F
Półka na defibrylator
(440 × 300 mm)



7000QL
Półka boczna
(320 × 130 × 90 mm)



7000C
Błat składany
(360 × 250 mm)



Kosze ISO



7000L
Podział wnętrza szuflady



7000E
Listwa elektryczna



H-741

Dwa blaty i jedna szuflada
750 × 490 × 1000 mm | 21 kg



H-742

Dwa blaty i dwie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 22 kg



H-753

Dwa blaty, duża szuflada, dwie średnie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 28 kg



H-754

2 blaty, 4 średnie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 29 kg



H-751

Trzy blaty, jedna duża szuflada
750 × 490 × 1000 mm | 25 kg



H-752

Trzy blaty i dwie średnie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 28 kg



H-772
Trzy blaty, dwie średnie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 25 kg



H-792
Dwa blaty i dwie średnie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 22 kg



H-794
Dwa blaty i cztery średnie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 29 kg



H-773
Dwa blaty, jedna duża szuflada, dwie średnie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 28 kg



H-796
Blat górny i 6 średnich szuflad
750 × 490 × 1000 mm | 35 kg



H-775
Blat górny, cztery średnie szuflady, jedna duża szuflada
750 × 490 × 1000 mm | 34 kg



H-731

Blat górny, jedna szuflada i szafka
750 × 490 × 1000 mm | 35 kg



H-732

Blat górny, dwie szuflady, szafka
750 × 490 × 1000 mm | 32 kg



H-733

Blat górny, trzy szuflady, jedna szafka
7750 × 490 × 1000 mm | 33 kg



H-782

3 blaty i dwie średnie szuflady
750 × 490 × 1000 mm | 26 kg





H-775ANS · Wózek anestezyjologiczny

750 × 490 × 1000 mm

Akcesoria standardowe:

- pojemnik na cewniki
- 5 szuflad
- nadstawka 2 poziomowa, 11 pojemników
- blat główny
- składany blat boczny



Opcjonalnie blat główny
wykonany z tworzywa ABS

H-773PRD · Wózek ratunkowy
750 × 490 × 1000 mm

Akcesoria standardowe:

- Stojak na kroplówki
- Uchwyt na butlę tlenową
- Deska reanimacyjna
- Podziałki w dwóch szufladach
- Nadstawka z pojemnikami uchylnymi
- Półka na defibrylator
- Błat główny
- Składany blat boczny
- Pojemnik na odpady



H-775PRD · Wózek ratunkowy
750 × 490 × 1000 mm

Akcesoria standardowe:

- Stojak na kroplówki
- Uchwyt na butlę tlenową
- Deska reanimacyjna
- Podziałki w czterech szufladach
- Nadstawka z pojemnikami uchylnymi
- Półka na defibrylator
- Błat główny
- Składany blat boczny
- Pojemnik na odpady

Wózki z koszami ISO

Wózek do transportu z koszami ISO.

Kilka modeli o różnych pojemnościach dla średnich i dużych koszy, w zależności od potrzeb użytkownika.

Konstrukcja wykonana ze wzmocnionej stali nierdzewnej jakości 18/10, z metalowymi prowadnicami do mocowania koszy ISO.

Wózek wyposażony w uchwyt oraz kółka $\varnothing 100$ mm z odbojnikami.

Wózki mogą zawierać półkę pomocniczą wykonaną ze stali nierdzewnej (modele H-504 i H-505).



H-504

770 x 400 x 1100 mm | 11 kg



H-505


770 x 400 x 1100 mm | 14 kg



Kosz średni (600 x 400 x 100 mm)
ref.: 7012100



Kosz średni (600 x 400 x 200 mm)
ref.: 7012200




Uchwyt na etykiety

Mocowany za pomocą klipsa, pomaga w identyfikacji.

Wózki z koszami ISO

Służą do segregacji leków i innych wyrobów medycznych w różnych obszarach szpitalnych.

Kosze wytwarzane są z tworzywa ABS, występują w kolorze szarym. Standardowe wymiary koszy: 600 × 400 mm. Dostępne modele o wysokości 100 mm (średni kosz) i 200 mm (duży kosz).



ref. 7811201 · przegroda długa 600 × 100 mm
ref. 7811202 · przegroda krótka 400 × 100 mm
ref. 7811301 · przegroda długa 600 × 200 mm
ref. 7811302 · przegroda krótka 400 × 200 mm

PRZYKŁADY PODZIAŁÓW

- 4 przestrzenie 170 x 270 mm
(1 przegroda długa + 1 przegroda krótka)
- 6 przestrzeni 170 x 170 mm
(2 przegrody długie + 1 przegroda krótka)
- 8 przestrzeni 130 x 170 mm
(1 przegroda długa + 3 krótkie przegrody)
- 12 przestrzeni 130 x 120 mm
(2 przegrody długie + 3 krótkie przegrody)
- 15 przestrzeni 110 x 100 mm
(3 przegrody długie + 4 przegrody krótkie)


Wymiary podane w przybliżeniu




6 przegród o wymiarach:
170 x 170 mm




8 przegród o wymiarach:
130 x 170 mm



4 przegrody o wymiarach:
170 x 270 mm



12 przegród o wymiarach:
130 x 120 mm



5 przegród o wymiarach:
110 x 100 mm