



cocoon
MEDICAL

cooltech



CIAŁO



KRIOLIPOLIZA




INTENSYWNE
CHŁODZENIE




TECHNOLOGIA:

CoolTech to platforma przeznaczona do redukcji tkanki tłuszczowej z różnych obszarów ciała poprzez kontrolowane schładzanie, czyli kriolipolizę. CoolTech w bezpiecznym procesie doprowadza do apoptozy (śmierci komórek tłuszczowych) i znacznie zmniejsza ich ilość, dzięki czemu nastąpi wymodelowanie i wyszczuplenie danych partii ciała.


- 6 GŁOWIC ZABIEGOWYCH DEDYKOWANYCH RÓŻNYM OBSZAROM CIAŁA
 - PRACA W TEMPERATURZE DO -8°C
 - GŁOWICA Z REGULOWANĄ PRÓŻNIĄ DO SCHŁADZANIA TKANKI TŁUSZCZOWEJ W SPOSÓB SELEKTYWNY, POWODUJE APOPTOZĘ KOMÓREK TŁUSZCZOWYCH
 - NIEINWAZYJNY, SKUTECZNY, BEZPIECZNY
 - BEZ OKRESU REKONWALESCENCJI




Żelowe nakładki chłodzące na miejsce zabiegowe



Główce Cooltech nakładane na żelowe nakładki chłodzące



Czas zabiegu 70 minut.



Miejscowe schładzanie tkanki tłuszczowej powodujące apoptozę komórek tłuszczowych

WSKAZANIA

- Niszczenie komórek tłuszczowych, trudnych w eliminacji, miejscowo zlokalizowanych: uda, pośladki, biodra, talia, plecy, brzuch, ramiona, podbródek
- Wyszczuplenie, modelowanie,
 - Redukcja cellulitu

GŁOWICE



STRAIGHT HD



CURVED HD



DOUBLE HD



TIGHT HD



TINY HD




OVAL HD

47

EFEKTY



PRZED



PO




PRZED



PO



PRZED



PO