



cocoon
MEDICAL

primelase®



CIAŁO



TWARZ



LASER



TECHNOLOGIA:

Primelase Excellence to laser diodowy o bardzo wysokiej mocy - aż do 4800 W. Urządzenie pozwala na użycie 4 rodzajów fal: aleksandrytowa (755 nm), diodowa (810 nm), blend (810+940+1060 nm) oraz yagowa (1064 nm), dzięki którym możliwe są złagodzenia różnych problemów skórnych, tj. grzybica paznokci, zmiany naczyniowe, przebarwienia, trądzik. Primelase Excellence jest przede wszystkim laserem do usuwania owłosienia - wysoka moc oraz technologia USP (Ultra Short Pulse) pozwalają na zabiegi impulsami od 3 ms. Osiągamy wtedy odpowiednią temperaturę do zniszczenia mieszków włosowych, bez wpływu na skórę, co sprawia, że zabieg jest skuteczny i bezpieczny.

- UŻYCIE 4 RODZAJÓW FAL: ALEKSANDRYTOWA (755 NM), DIODOWA (810 NM), BLEND (810+940+1060 NM) ORAZ YAGOWĄ (1064 NM)
 - TECHNOLOGIA USP (ULTRA SHORT PULSE) UMOŻLIWIA DOSTARCZENIE ENERGII W BARDZO KRÓTKICH IMPULSACH (DO 3 MS)
 - FUNKCJA CHODZENIA CRYSTAL FREEZE (+ 5°C) PRACUJĄCA W DWÓCH TRYBACH: STATYCZNYM (1-3 HZ) I DYNAMICZNY (5-10 HZ)
 - WYSOKA MOC LASERA (4800W)

WSKAZANIA

- Usuwanie owłosienia
 - Trądzik
- Redukcja łagodnych przebarwień
 - Resurfacing
 - Zmiany naczyniowe
 - Grzybica



69

EFEKTY



PRZED



PO



PRZED



PO



PRZED



PO