

MEDYCZNY KONCENTRATOR TLENU

MODEL: JAY-10



PODWÓJNE PRZEPŁYWY

Nawilżacz importowany z USA
Redukcja ciśnienia 6 PSI



Innowacyjna technologia „chłodzenia”
poprawiająca niezawodność i żywotność
urządzenia



Duży wyświetlacz LCD
24H * 365D działa w sposób ciągły



SPECYFIKACJA

- stopień przepływu: 0-10 l/min
- czystość: 93%+-3%
- ciśnienie wylotowe (MPa): 0,04-0,07
- poziom hałasu: (dB)<=50
- zużycie energii: ≤550W

Model: JAY-10 10L/min pojedynczy przepływ

Cechy:

- technologia PSA
- regulowany stopień przepływu
- Czas: wyświetlacz LCD, zapis skumulowanego czasu pracy maszyny, skumulowany czas, ustawiony czas

