

 MPPR 1

Platforma resuscytacyjna



Mobilny stojak pod aparaturę medyczną służy do mocowania różnego rodzaju sprzętu medycznego oraz butli tlenowych niezbędnych podczas prowadzenia resuscytacji pacjenta w warunkach polowych.

Platformę tę można zastosować także jako wózek reanimacyjny. Ta uniwersalna platforma umożliwia zamocowanie dowolnego rodzaju sprzętu medycznego mającego mocowanie do szyn Euro lub Modura. Dodatkowe dwie półki dają możliwość umieszczenia przy pacjencie sprzętu, który nie ma mocowania na szynie.

Platforma resuscytacyjna z uniwersalnymi szynami EURO i Modura umożliwia zamocowanie lub postawienie takich sprzętów jak:

- Ssak Accuvac Lite
- Respirator Medumat Transport
- Respirator Medumat Standard 2
- Defibrylator CORPULS1 lub 3
- Ogrzewacz płynów infuzyjnych
- Pompa infuzyjnej BODYGARD TWINS 121

Możliwość zamocowania butli tlenowej 2.7l lub butli tlenowej 10 l.

Całość pakowana w skrzynię transportową do transportu drogą lotniczą lub lądową.

Konfiguracja oferowanej platformy:

- 1szt. statyw na kroplówkę
- 1 szt. Szyna MODURA
- 3 szt. Szyna EURO
- 1 szt. Mocowania na butlę 2.7 l
- 1 szt. Mocowania na butlę 10 l
- 1 szt. podstawa jezdna z czterema kółkami w tym dwoma z blokadą
- 1 szt. półka do postawienia sprzętu np. defibrylatora lub respiratora itp. z dodatkowymi paskami do zabezpieczenia podczas przemieszczania się platformy

Całość spakowana w skrzynię transportową typu AEGIS