

# TECCare® Control

Środek czyszcząco-dezynfekujący o wydłużonym działaniu

## Opis produktu

TECCare® Control w postaci koncentratu to skuteczny, bezpieczny i wydajny środek szóstej generacji QAC, służący do jednoetapowego czyszczenia oraz dezynfekcji wszelkiego rodzaju miękkich i twardych powierzchni wraz z wyposażeniem w szpitalach, szkołach, przedszkolach, TBSach, gabinetach kosmetycznych, punktach gastronomicznych oraz innych placówkach publicznych. Bezpieczna dezynfekcja o szerokim spektrum działania sprzętu medycznego, podłóg, ścian, drzwi, mebli, wyposażenia kuchennego, sal operacyjnych, łóżek i noszy pacjentów, ciągów komunikacyjnych itp.

Technologia Control oparta jest na czwartorzędowych związkach amoniowych chlorku didecylodimetylu, amonu i chlorku benzalkoniowym z efektem zwiększenia skuteczności przeciwbakteryjnej. TECCare® Control zabija mikroorganizmy, atakując jednocześnie wiele struktur i składników drobnoustrojów (min. białka, lipidy).

- Nie zawiera substancji zapachowych, chloru, alkoholu i jest nietoksyczny
- Wszystkie składniki aktywne ulegają biodegradacji, nie wywołują podrażnień
- Nie powoduje korozji, osadu i jest bezpieczny dla żywności
- Posiada doskonałe właściwości myjące i kompatybilność materiałową
- Wydłużony efekt antybakteryjny do 4 tygodni
- **Wirusobójczy** min. HBV, HCV, HIV, Noro wirus, Papowa, Covid. Świadectwa badań EN, AOAC
- **Bakteriobójczy** min. Mycobacterium terrae, MRSA, P. aeruginosa, E. Coli, **sporobójczy, grzybobójczy, zarodnikobójczy, mykobateriobójczy** Świadectwa badań EN, AOAC
- Stosowanie w myciu i dezynfekcji manualnej tj. ściereczki z mikrofibry, mopy, opryskiwacze ręczne
- Środek przeznaczony również do stosowania w rozpylaczach elektrostatycznych Victory Inovations VP200 oraz VP300

## Zgodność z normami

EN 1500, EN 1499:2013, EN 1276, EN 14476, EN 1650, EN 13704, EN 14563, EN 14348, Badanie korozyjne ASTM, OSHA.  
Zatwierdzony przez United States Environmental Protection Agency.

## Opakowania

- 1l / 80 litrów detergentu skutecznego na COVID 19
- 5l?



dystrybutor:

**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)