

# Globacid® SF med

Środek czyszcząco-dezynfekujący na bazie związków aminowych

## Opis produktu

Globacid® SF med w postaci koncentratu to skuteczny, bezpieczny i wydajny środek służący do czyszczenia oraz dezynfekcji wszelkiego rodzaju pomieszczeń wraz z wyposażeniem w szpitalach, szkołach, przedszkolach, TBSach, gabinetach kosmetycznych oraz innych placówkach publicznych. Bezpieczna dezynfekcja o szerokim spektrum działania sprzętu medycznego, podłóg, ścian, drzwi, mebli, sal operacyjnych, łóżek i noszy pacjentów, ciągów komunikacyjnych itp.

- Nie zawiera aldehydów, przezroczysty, gęstość 0,99g cm<sup>3</sup>
- Neutralny zapach, bezbarwny, wszystkie składniki aktywne ulegają biodegradacji
- Posiada doskonałe właściwości myjące
- Jest przyjazny dla materiałów typu metal, plastik, plexi
- Wirusobójczy w tym HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Krowianka, Noro wirus, Papowa, Covid
- Bakteriobójczy w tym Mycobacterium terrae, MRSA, P. aeruginosa, E. Coli, sporobójczy B. subtilis i grzybobójczy
- Środek kompatybilny z elektrostatycznymi dekontaminatorami Victory Inovation VP200 oraz VP300

## Skład substancji

Czwartorzędowe związki amonu 6%, amina 5,5%, monoetanolamina, eter poliglikolowy, guanidyna, substancja kompleksująca, pH 10-11

## Zgodność z normami

EN 1276, EN 14476, EN 13727, EN 13624, EN 13704,  
EN 14348, EN 14561, EN 14562

## Opakowania

- 1l / 80 litrów detergentu skutecznego na COVID 19
- 5l



dezynfekcja	stężenie	czas kontaktu
<b>Dezynfekcja ogólna, środowisko wstępnie oczyszczone</b>	0,25% (2,5ml / l)	15 minut
<b>Przypadki infekcji, środowisko brudne</b>	1,25% (12,5ml / l)	15 minut

dystrybutor:

**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)