

Cleaner and Disinfectant

środek myjący i dezynfekujący

opis produktu

Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant stosować w wielkocomorowych myjniach-dezynfektorach oraz do chemiczno-termicznego reprocessowania nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Skuteczność bakteriobójcza, drożdżakobójcza, ograniczona wirusobójcza, czyści i dezynfekuje łóżka, wózki, pojemniki, stoliki przyłóżkowe, stoły operacyjne.

- Zatwierdzony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, takich jak łóżka Stiegemeyer.
- Zgodny z AK-BWA (Systemy odkażania dla łóżek i wózków)
- Skuteczność dezynfekcji została przebadana zgodnie z normą EN ISO 15883-7 (2016)
- Doskonała skuteczność mikrobójcza
- Przyjazny dla użytkownika, niskopieniący i nie zawierający aldehydów
- Dobra kompatybilność materiałowa w związku z neutralnym pH

zastosowanie

Do użytku w wielkocomorowych myjniach-dezynfektorach Belimed.

Instrukcja użycia:

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi reprocessowania wyrobów medycznych zgodnie z EN ISO 17664.

Więcej informacji na temat przygotowania do obróbki przyrządu można znaleźć na stronie www.a-k-i.org. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i postępowania należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

- Rozcieńczenie i temperatura operacyjna 5-10 ml / liter, 55-75 ° C, 2 - 5 min;
- Znak CE Zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EWG, spełniający rozporządzenie europejskie (UE) 2017/745, Załącznik 1;
- Kolor przejrzysty do jasnożółtego;
- Roztwór gotowy do użycia o pH 5-8 (woda DI);
- Warunki przechowywania w temperaturze otoczenia;
- Okres przydatności do użycia 36 miesięcy;
- Instrukcje dotyczące usuwania - patrz Karta Charakterystyki;

opakowania

- 10L
- 25L



dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu