

Neutralizer

neutralizacja wszystkich alkalicznych środków myjących

opis produktu

Belimed Protect™ Neutralizer należy stosować po fazie czyszczenia alkalicznego lub w celu usuwania kamienia. Pozbawiona środków powierzchniowo czynnych formuła zapobiega pojawianiu się plam i smug w wyniku usunięcia pozostałości alkalicznych. Nadaje się do neutralizacji wszystkich alkalicznych środków myjących, jak również procesów usuwania zanieczyszczeń fosforanowych. Nawet podczas procedury, w której stosuje się środek myjący o neutralnym pH, wskazane może być dodanie neutralizatora kwasowego w pierwszym płukaniu pośrednim, aby zapobiec powstawaniu osadów.

- Odpowiedni do neutralizacji wszystkich alkalicznych środków myjących oraz do usuwania kamienia;
- Zapobiega powstawaniu plam i pozostałości;
- Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych;
- Specjalna formuła dla zastosowań zautomatyzowanych;
- Wydłuża przydatność do użytku narzędzi ze stali nierdzewnej dzięki odnowieniu warstwy pasywnej

zastosowanie

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi reprocessowania wyrobów medycznych zgodnie z EN ISO 17664. Więcej informacji na temat przygotowania do obróbki przyrządu można znaleźć na stronie www.a-k-i.org. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i postępowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

- Rozcieńczenie i temperatura operacyjna 0,5-3 ml / liter, 20-60 ° C;
- Znak CE Zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EWG, spełniający rozporządzenie europejskie (UE) 2017/745, Załącznik 1;
- Kolor przejrzysty, bezbarwny;
- Roztwór gotowy do użycia o pH 3 (woda DI);
- Warunki przechowywania w temperaturze otoczenia;
- Okres przydatności do użycia 36 miesięcy;
- Instrukcje dotyczące usuwania - patrz Karta Charakterystyki;

opakowania

- 5L
- 10L



dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu