

Maska na twarz z jonami srebra wielorazowa czarna



Główne cechy

- wielokrotnego użytku
- idealna na jesień/zimę
- dwie warstwy tkaniny
- łączna gramatura 320g
- możliwość prania
- możliwość prasowania
- uniwersalny rozmiar
- płęć: unisex

Materiał

- warstwa zewnętrzna: 100% poliester o gramaturze 240g
- warstwa wewnętrzna: 100% bawełna o gramaturze 80g

Jony Srebra

- maska po uszyciu zostaje przetransportowana do sterylnej pomieszczenia w celu naniesienia Jonów Srebra na tkaninę polimerową

Wymiary maski

- szerokość całkowita: 32 cm
- wysokość: 13 cm

Certyfikat OEKO-TEX

